

Made in Germany

fläsh.

Zahnaufhellung,
der Praxen vertrauen
und die Patienten lieben.

flaeshapp.com



fläsh.

Zahnaufhellung



Machen Sie aus Patienten Fans Ihrer Praxis!

Zahnaufhellung kann der Schlüssel zum perfekten Lächeln sein – sei es als ästhetisches Upgrade oder als krönender Abschluss zu restaurativen und kieferorthopädischen Behandlungen.

fläsh ist das professionelle Zahnaufhellungssystem mit verlässlichen Ergebnissen, einfacher Anwendung für das gesamte Praxisteam, optimierten Abläufen und sicherer, komfortabler Behandlung für jeden Patienten.

Mit fläsh können sich Zahnarztpraxen auf das Wesentliche konzentrieren – ästhetisch schöne und funktionale Zahnbehandlungen – ohne sich um die Aufhellungsergebnisse sorgen zu müssen.

Mit fläsh ist Ihre Praxis der Experte für strahlendes Lächeln, das Ihre Patienten lieben – denn Ihr Erfolg ist unsere Mission.

Zufriedene Patienten

Zuverlässige Ergebnisse, die das Vertrauen und die Loyalität der Patienten stärken.

Unkompliziert für das Praxisteam

Benutzerfreundliches System, das Arbeitsabläufe vereinfacht.

30 Jahre Erfahrung

Zahnaufhellung Made in Germany garantiert Sicherheit und Zuverlässigkeit.

fläsch.

Whitening Lamp



+



Perfekte Synergie – das Geheimnis erstklassiger Aufhellung!

Der Schlüssel zu herausragenden Ergebnissen liegt in der optimalen Kombination von fläsch Whitening Lampe und fläsch Light Whitening Gel.

Neueste Hochleistungs-LED-Technologie mit fokussiertem, intensivem blauem Lichtspektrum. Dank Easy-Lock-System ergonomische Bedienung und perfekte Positionierung vor dem Patienten. Spezielle Modi für empfindliche Zähne und Einzelzahnaufhellung. Variabler Lichtoutput. Optimale Ergebnisse mit fläsch Chairside Light Whitening Gel. Sichere Betriebstemperatur.


fläschcard
Zeitmanagementsystem




Virtuelle Anweisungen
direkt am Gerät



3 Aufhellungsprogramme
Constant / Pulse / Single



Bestimmung der erreichten
Aufhellungsstufen



Fortschrittliche Technologie

3 Hochleistungs-LEDs,
intensives blaues
Lichtspektrum
(460 nm, 190 mW/cm²)

Lange Lebensdauer

LEDs für über 10.000
Anwendungen

Ergonomisches Design

Easy-Lock-System
für präzise Patienten-
positionierung

Individuelle Einstellungen

Modi für empfindliche
Zähne und Einzelzahn-
aufhellung

Variable Lichtleistung

Anpassbar für optimale
Resultate

Sichere Temperatur

Für angenehme
Behandlung

Optimale Kombination


Beste Resultate mit
fläsch Chairside Light
Whitening Gel

Systeminhalt

Whitening Lampe,
3 Schutzbrillen,
fläschcard-System für Gel,
Full-Color-Touchscreen

fläsch.

Chairside Light
Whitening System



Schonend, effektiv und schnell

Das fläsch Chairside Light Whitening mit aktivem Chlorophyll ist besonders zahn-schonend und sorgt für eine geringe Sensibilität. Effektive Zahnaufhellung in nur 3–4 x 15 Minuten – bequem in einer einzigen Sitzung. Kosmetische Zahnaufhellung mit 6 % Wasserstoffperoxid. Medizinische Zahnaufhellung mit 32 % Wasserstoffperoxid, ausschließlich mit medizinischer Indikation.

Die Behandlung kann durch anschließende Anwendung von fläsch Take Home Whitening intensiviert werden.

Inhalt des 2-Patienten-Kits*:

- 2 x Chairside Whitening Gel, 4 g
- 2 x Gingiva Protector, 1,5 g
- 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml
- 2 x Lippenabhalter
- 1 x 120 Minuten Timecard

Effektive Aufhellung

Ergebnis in 3–4 Durchgängen à 15 Minuten

Optimiert für fläsch Whitening Lamp

Für strahlend weiße
Ergebnisse

Präzise Anwendung


Grünes Gel für exakte
Platzierung

Geeignet für Erwachsene

Für Patienten
ab 18 Jahren

Verfügbare Konzentrationen

Medizinische
Zahnaufhellung 32 % HP
Kosmetische
Zahnaufhellung 6 % HP



fläsch
Lippenabhalter




Video: Behandlung
Schritt für Schritt

* Der Inhalt der Kits kann
je nach Land variieren


fläsch.

Take Home
Whitening System



Mit individuell angefertigten Laborschienen

Kann als eigenständige Behandlung oder zur Nachsorge verwendet werden. Anwendung in Bleachingschienen. Ergänzt das Zahnaufhellungsangebot in der Praxis perfekt. Schonende Aufhellung mit erfrischendem Minzgeschmack.



Inhalt des 1-Patienten-Kits*:
4 x Whitening Gel, 3 ml
1 x After Whitening Mousse, 3 ml
2 x Bleaching Folien*
1 x Blocker*
1 x Traybox

Blocker (optional)
Dient als Platzhalter für Labor-Modelle

Traybox
Bewahrt individuelle Schienen sicher und hygienisch auf

Effektives Gel
In 3-ml-Spritzen zur einfachen Anwendung

Geeignet für Erwachsene
Für Patienten ab 18 Jahren

After Whitening Mousse
Desensibilisiert und remineralisiert

Kosmetische Zahnaufhellung
10% CP (≈3,5% HP)
16% CP (≈5,6% HP)

Bleaching Folie (optional)
Für passgenaue laborgefertigte Schienen

* Der Inhalt der Kits kann je nach Land variieren
HP: Wasserstoffperoxid,
CP: Carbamidperoxid

fläsch.

After Care

Die beste Pflege nach der Zahnaufhellung

Ideal vor und nach Aufhellungsbehandlungen – für den täglichen Gebrauch, auch bei empfindlichen Zähnen. Stärkt den Zahnschmelz mit 17 % Hydroxylapatit. Doppelte Kariesprophylaxe mit Natriumfluorid (1100 ppm F-) und 30 % Xylit. Unterstützt den Speichelfluss zur Remineralisierung.

Frei von SLS, Triclosan und Bleichmitteln, mit milden Putzkörpern. Neu: Ohne Titandioxid. Schützt vor neuer Zahnsteinneubildung.



Erfrischend **LIME-MINT**

Whitening
Toothpaste
Care & Repair



flaeshapp.com

Tipp: Zeigen Sie mögliche
Aufhellungsergebnisse ganz
einfach mit der fläshapp!



Perfekte Integration in Ihre Praxis

Zahnaufhellung ist ein wesentlicher Teil moderner ästhetischer Zahnheilkunde. Tipps zur erfolgreichen Integration von Zahnaufhellung:

Machen Sie Ihr Team fit

Die fläsh Whitening Lampe mit geführtem Behandlungsmodus macht die Anwendung einfach. Ein Schritt-für-Schritt-Video auf flaesh.com unterstützt Ihr Team zusätzlich. Vorbild sein wirkt: Wenn das Praxisteam selbst helle Zähne hat, wird es zum begeisterten Botschafter in der Praxis.

Steigern Sie die Patientenaufmerksamkeit

Die wenigsten Patienten fragen aktiv nach Zahnaufhellung – doch viele wünschen sich ein strahlenderes Lächeln! Ihr Team kann die Behandlung mühelos als Ergänzung vorschlagen. Betonen Sie diese Möglichkeit bei Beratungen und in Ihren Patienteninformationen, wie auf der nächsten Seite beschrieben.

Behandlungen noch attraktiver machen

Natürlich wirkende Implantate, kieferorthopädische Behandlungen oder Restaurationen kommen noch besser zur Geltung, wenn sie mit einem strahlend weißen Lächeln kombiniert werden. Nutzen Sie Vorher-Nachher-Bilder, um das beeindruckende Ergebnis zu präsentieren – sowohl in der Praxis als auch auf Social Media.

Zufriedene Patienten als Multiplikatoren

Ein weißes Lächeln begeistert – und glückliche Patienten erzählen davon. So wird Zahnaufhellung ein zentraler Erfolgsfaktor Ihrer Praxis!

Der Weg zum perfekten Lächeln

Zahnaufhellung schenkt Patienten ein schöneres Lächeln, wertet Behandlungen auf und hilft, pathologisch verfärbte Zähne in ihren natürlichen Zustand zurückzusetzen. Mit der fläsh Patienten Information erklären die Ihren Patienten leicht verständlich die Möglichkeiten einer Zahnaufhellung.

Perfekte Ergänzung zu Ihrer Behandlung Zahnaufhellung vor Zahnersatz



Bei Füllungen, Inlays, Kronen oder Implantaten sollten die natürlichen Zähne vorab aufgehellt werden – Zahnersatz kann später nicht aufgehellt werden.

Zahnaufhellung nach der KFO-Therapie (Aligner)



Gerade Zähne nach kieferorthopädischen Behandlung sind schön. Ein Zahnaufhellung macht ihr Ergebnis noch viel schöner!

Einzelzahnaufhellung



Auch einzelne Zähne lassen sich gezielt aufhellen.



Eine Auffrischung ist jederzeit möglich.

Digital verfügbar auf www.fläsh.com
und auch in fläshapp.com

fläsh.
Bereit für Ihr
schönstes
Lächeln?
Professional Tooth
Whitening hier in
Ihrer Zahnarztpraxis..

fläsh.com

Patienten Information für das Wartezimmer

fläsh.

Marketing



Scannen
und starten!

flaeshapp.com

Zeigen Sie es Ihren Patienten

KI-basierte Vorschau auf das mögliche
Aufhellungsergebnis in Echtzeit.

Einsetzbar vom Praxisteam oder
Patienten – ohne App-Installation.

Einfach **www.fläshapp.com** im Browser
öffnen und die Kamera des Geräts verwenden.

Tipp: Fügen Sie **flaeshapp.com** zum Startbildschirm Ihres
Smartphones hinzu, um schnell darauf zuzugreifen und Patienten
ihr schönstes Lächeln zu zeigen. Nach dem Foto das Gerät
horizontal drehen, um Vorher-Nachher zu vergleichen.



Patientenmarketing

Zahnaufhellung ist eine starke Möglichkeit, neue Patienten zu gewinnen,
andere Behandlungen aufzuwerten und Ihre Praxis erfolgreich auszubauen.



Modern Art Acrylbild,
60 x 60 cm



Professional Acrylbild,
60 x 60 cm



21 x 15 cm, hochwertiger
Acrylaufsteller mit wechselnden
Motiven für Ihren Empfangs-
oder Wartebereich.

Zögern Sie nicht, nach weiterem Marketing-Support zu fragen.

fläsh Whitening Lamp

1 x Whitening Lamp / 3 Sicherheitsbrillen / 1 Acrylbild, 60 x 60 cm

fläsh Chairside Light Whitening System 32% HP

2-Patienten Kit: 2 x Gel, 32% HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x Lippenabhalter + 120 Minuten Timecard

32% HP: [Medizinische Zahnaufhellung nur mit medizinischer Indikation](#)

fläsh Chairside Light Whitening System 6% HP

2-Patienten Kit: 2 x Gel, 6% HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x Lippenabhalter + 120 Minuten Timecard

6% HP: [Kosmetische Zahnaufhellung](#)

fläsh Take Home Whitening System 10% CP (≈3,5% HP)

1-PatientenKit: 4 x Gel, 10% CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x Traybox, (optional: 2 x Bleaching Folien / 1 x Blocker), [Kosmetische Zahnaufhellung](#)

fläsh Take Home Whitening System 16% CP (≈5,6% HP)

1-Patient Kit: 4 x Gel, 16% CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x Traybox, (optional: 2 x Bleaching Folien / 1 x Blocker), [Kosmetische Zahnaufhellung](#)

fläsh Whitening Pen

4 ml, 16% CP (≈5,6% HP), Mint Geschmack, [Kosmetische Zahnaufhellung](#)

fläsh Whitening Zahnpasta, Lime-Mint

75 ml, 30% Xylitol, 17% Hydroxylapatit

HP: Wasserstoffperoxid, CP: Carbamidperoxid

fläsh.

Mit unseren Produkten für erstklassige Zahnaufhellung schenken Sie Ihren Patienten ein strahlendes Lächeln und unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch Ihrer Praxis.



Finden Sie Ihren lokalen Händler.

WHITEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6
69488 Birkenau/Deutschland
+49 (0)6201 8432 190
info@flaesh.com

flaesh.com

Alle Zahnaufhellungsprodukte sind für den professionellen Einsatz vorgesehen und werden ausschließlich von Zahnarztpraxen angewendet oder abgegeben.
Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Produktauswahl kann je nach Land variieren.
REF 901A4, 03/2025, DEUTSCH