

Made in Germany

fläsh.

Hampaiden valkaisu
Hammaslääkäreiden valinta,
potilaiden suosikki.

flaeshapp.com



fläsh.

Hampaiden valkaisu



Tee potilaistasi klinikkasi suurimpia kannattajia!

Hampaiden valkaisu voi olla se ratkaiseva tekijä, jonka avulla potilaat saavat haluamansa täydellisen hymyn tai joka antaa loppusilauksen korjaavalle hammashoidolle tai oikomishoidolle.

fläsh on ammattimainen hampaidenvalkaisujärjestelmä, joka antaa luotettavat tulokset, yksinkertaistaa työnkuluja ja takaa, että jokainen potilas saa turvallista ja miellyttävää hoitoa. Lisäksi sen käyttö on niin helppoa, että koko hammashoitotiimi voi käyttää sitä.

fläshin ansiosta hammasklinikat voivat lopettaa tuloksista murehtimisen ja keskittyä luomaan potilailleen itsevarmoja hymyjä, jotka muuttavat heidän elämänsä.

fläsh tekee sinusta asiantuntijan, joka loihtii asiakkailleen heidän rakastamiaan hoitavampia hymyjä – koska tavoitteenamme on sinun menestyksesi.

Tyytyväiset asiakkaat, joka kerta

Luotettavat tulokset, jotka kasvattavat asiakkaiden luottamusta ja uskollisuutta.

Hammashoitotiimille vaivaton

Helppokäyttöinen järjestelmä, joka on suunniteltu yksinkertaistamaan työnkuluja.

30 vuoden kokemus

Luotettu saksalainen innovaatio takaa turvallisuuden ja johdonmukaisuuden.

fläsh.

Whitening Lamp



+



Täydellinen synergia – salaisuus poikkeuksellisten valkaisutulosten takana!

Poikkeuksellisten tulosten salaisuus piilee fläsh Whitening Lamp -lampun ja fläsh Light Whitening Gel -geelin täydellisessä yhdistelmässä.


Uusin tehokas LED-teknologia korkeatehoisella keskitetyllä valon spektrillä ja näkyvällä sinisellä valolla. Ergonominen käyttö Easy Lock -järjestelmän ansiosta mahdollistaa täydellisen asemoinnin potilaan eteen. Erikoisasetukset herkille hampaille ja yksittäisten hampaiden valkaisuun. Säädettävä valoteho. Optimaaliset tulokset fläsh Chairside Light Whitening Gel -geelin kanssa. Turvallinen työskentelylämpötila.

fläshcard

Ajanhallintajärjestelmä




Virtuaaliset ohjeet suoraan laitteessa



3 valkaisuohjelmaa

Jatkuva / Pulssittainen / Yksittäinen



Saavutettujen valkaisuävyjen määrittäminen



Edistyksellinen teknologia

3 tehokasta LEDiä.
Korkeatehoinen sinisen valon spektri
(460 nm, 190 mW/cm²)

Pitkä käyttöikä

LEDit kestävät jopa
10 000 käyttökertaa

Ergonominen suunnittelu

Easy Lock -järjestelmä
potilaan asennon
muuttamiseen

Mukautettavat asetukset

Tilat herkille hampaille ja
yksittäisten hampaiden
valkaisuun

Vaihteleva valoteho

Mukautettavissa
optimaalisten tulosten
saamiseksi

Turvallinen lämpötila

Varmistaa potilaan
mukavuuden

Optimaalinen pari


Parhaat tulokset fläsh
Chairside Light Whitening
Gel -geelin kanssa

Järjestelmään sisältyy

Whitening Lamp,
3 suojalasit, fläshcard-
järjestelmä geeliä
varten, täysvärinen
kosketusnäyttö

fläsh.

Chairside Light
Whitening System




Hellävarainen, tehokas ja nopea

Aktiivista klorofylliä hyödyntävä fläsh Chairside Light Whitening on hellävarainen herkille hampaille. Tehokas valkaisu 3-4 hoitokerralla, jotka kestävät kukin 15 minuuttia.

Kosmeettinen hampaiden valkaisu 6-prosenttisella vetyperoksidilla. Lääketieteellinen hampaiden valkaisu 32-prosenttisella vetyperoksidilla ainoastaan lääketieteellisellä indikaatiolla.

Hoitoa voidaan tehostaa käyttämällä sen jälkeen fläsh Take Home Whitening -järjestelmää.



fläsh- huulten
levitin



WtCSA, flash.com/video_step_by_step_eng

Video: Hoito
vaihe vaiheelta

2 potilaan pakkauksen
sisältö*:

- 2 x Chairside
Whitening Gel, 4 g
- 2 x Gingiva Protector, 1.5 g
- 2 x After Whitening
Mousse, 1.2 ml
- 2 x huulten levitin
- 1 x 120 minuutin aikakortti

Tehokas valkaisu

Tulokset saavutetaan
3-4 hoitokerralla, joista
kukin kestää 15 minuuttia

**Optimoitu fläsh
Whitening Lamp -lampulle**
Tuottaa valkoisimmat
tulokset

Tarkka levitys

Vihreä geeli takaa
tarkkuuden

Soveltuu aikuisille

Yli 18-vuotiaille potilaille


**Saatavilla olevat
pitoisuudet**

Lääketieteellinen hampaiden
valkaisu 32 % VP
Kosmeettinen hampaiden
valkaisu 6 % VP

* Pakkausten sisältö voi
vaihdella maasta riippuen


fläsh.

Take Home
Whitening System



Sisältää laboratoriovalmisteiset räätälöidyt kiskot

Käytä itsenäisenä hoitona tai seurantaan. Käytettäväksi valkaisukiskojen kanssa. Täydentää klinikan valkaisutarjontaa. Hellävarainen valkaisu ja mintun maku.



1 potilaan pakkauksen
sisältö*:

4 x Whitening Gel, 3 ml
1 x After Whitening
Mousse, 3 ml
2 x valkaisukalvo*
1 x Blocker*
1 x kiskokotelo

Blocker (lisävaruste)
Eroin laboratoriomalleihin

Kiskokotelo
Pitää räätälöidyt kiskot
turvassa ja puhtaina

Soveltuu aikuisille
Yli 18-vuotiaalle potilaille

Tehokas geeli

Pakattu 3 ml:n ruiskuihin,
mikä tekee käytöstä
helppoa

Kosmeettinen hampaiden
valkaisu

10 % KP (≈ 3,5 % VP)

16 % KP (≈ 5,6 % VP)

* Pakkausten sisältö voi
vaihdella maasta riippuen

After Whitening Mousse

Vähentää herkkyyttä ja
mineralisoi hampaita

Valkaisukalvo (lisävaruste)

Laboratoriovalmisteisten
ja räätälöityjen kiskojen
täydelliseen istuvuuteen

VP: vetyperoksidi,
KP: karbamidiperoksidi

fläsh.

Jälkihoito

Paras mahdollinen valkaisuhoito potilaillesi

Ihanteellista huolenpitoa valkoisille hampaille ennen valkaisuhoitoja ja niiden jälkeen. Päivittäiseen käyttöön. Myös herkille hampaille. Vahvistaa hammaskiillettä, sillä sisältää 17 % hydroksyyliapatiittia. Kaksinkertainen suoja kariesta vastaan, sillä sisältää natriumfluoridia (1100 ppm F) ja 30 % ksylitolia. Tukee syljeneritystä, mikä vahvistaa mineralisaatiota.

Ei SLS:ää. Ei triklosaania. Ei valkaisuaineita.
Hellävaraiset puhdistusaineet. Uutta: ei titaanidioksidia.
Suojaa uuden hammaskiven muodostumiselta.



Virkestävä LIME-MINTTU

Whitening
Toothpaste
Care & Repair



fläsh.

Tietoja hammaslääkärille

flaeshapp.com

Vinkki: näytä valkaisu-
tulokset flaeshapp-sovelluksen avulla!



Saumaton integrointi klinikallesi

Hampaiden valkaisu on olennainen osa nykyaikaista esteettistä hammashoitoa. Jotta voit lisätä sen sujuvasti vastaanottosi tarjontaan, huomioi seuraavat tärkeät vaiheet:

Vahvista tiimiäsi

fläsh Whitening Lamp -lampussa on ohjattu hoitotila, joka tekee menettelyn noudattamisesta helppoa. Osoitteessa flaesh.com on myös saatavilla vaihe vaiheelta etenevä ohjevideo. Esimerkillä johtamisessa on voimaa: kun tiimisi jäsenet kokevat valkaisun itse, heistä tulee innokkaita palvelun puolestapuhujia vastaanotollasi.

Lisää tietoisuutta potilaiden keskuudessa

Useimmat potilaat eivät tule hammasklinikalle erityisesti hampaiden valkaisun takia – mutta he haluavat hohtavamman hymyn! Hammashoitotiimisi on helppo esitellä valkaisu täydentävänä hoitona. Korosta tätä mahdollisuutta vastaanotollasi käyville potilaille sekä potilaille annettavissa tietomateriaaleissa, joista näet esimerkin seuraavalla sivulla.

Tehosta työsi vaikutusta

Luonnollisen näköisten implanttien, oikomishoitojen ja korjausten esittely on vielä vakuuttavampaa, kun se yhdistetään säteilevän valkoiseen hymyyn. Käytä ennen- ja jälkeen-kuvia muutoksen havainnollistamiseen niin vastaanotollasi kuin sosiaalisessa mediassa.

Tee tyytyväisistä potilaista uskollisia puolestapuhujiasi

Itsevarma, valkoisempi hymy levittää iloa ympärilleen. Tyytyväiset potilaat jakavat kokemuksiaan ja tuovat vastaanotolle uusia asiakkaita suosittelujensa ansiosta. Tee hampaiden valkaisusta keskeinen osa klinikkasi menestystä!

Tie täydelliseen hymyyn


Hampaiden valkaisuhoitot antavat potilaillesi upeamman hymyn. Ne antavat myös lisäarvoa hammashoidoille tai voivat palauttaa patologisesti värjäytyneet hampaat luonnolliseen tilaansa. Potilaille suunnatun fläsh-tietolehtisen avulla voit helposti selittää yksittäisille potilaillesi mahdollisuudet valkoisemman hymyn saamiseksi.

Saatavilla digitaalisesti osoitteessa www.fläsh.com ja myös fläshapp.com

Ote potilasesitteestä.

Täydellinen yhdistettynä hammashoitoosi

Hampaiden valkaisu ennen hampaiden korjausta



Täytteiden, upotteiden, kruunujen ja implanttien yhteydessä jäljelle jäävät hampaat tulee valkaista etukäteen. Hammaspoteesien väriä ei ole mahdollista täsmätä jälkikäteen.

Hampaiden valkaisu oikomishoidon jälkeen




Aikuisille tehtävä oikomishoito takaa suoran hammasrivin. Fläsh- hampaiden valkaisu antaa hymyllesi täydellisen loppusilauksen.

Yksittäisen hampaan valkaisu



Soveltuu myös yksittäisten hampaiden valkaisuun ja muokkaukseen.



Ylläpitohoito on mahdollista koska tahansa.

fläsh.

Oletko valmis
hohtavimpaan
hymyysi?

Ammattimainen
hampaiden
valkaisu oman
hammaslääkärisi
vastaanotolla.

fläsh.com



Potilasesite odotustilaasi

fläsh.

Markkinointi



Skannaa ja aloita!

flaeshapp.com

Näytä ja kerro potilaallesi

Välitön tekoälypohjainen esikatselu, joka näyttää saavutettavissa olevat valkaisu tulokset. Soveltuu sekä hammashoitotiimin että potilaiden käyttöön. Ei sovelluksen asennusta.

Avaa vain **www.flaeshapp.com** selaimellasi ja käytä laitteesi kameraa.

Vinkki: Lisää **flaeshapp.com** puhelimesi aloitusnäytölle, niin voit näyttää potilaillesi nopeasti heidän parhaan hymynsä. Otettuasi valokuvan käännä puhelimesi vaakatasoon ennen ja jälkeen -vertailua varten.



Potilasmarkkinoinnilla on väliä

Hampaiden valkaisu on tehokas keino houkuttaa uusia asiakkaita, tuoda lisäarvoa muihin hoitoihin ja kasvattaa liiketoimintaasi.



Moderni taiteellinen seinätäulu, 60 x 60 cm



Ammattimainen akryylinen seinätäulu, 60 x 60 cm



21 x 15 cm, korkealaatuinen akryylinen teline vaihtuvilla aiheilla tiskillesi tai odotustilaan.

Kysy rohkeasti lisätukea markkinointiin.

fläsh Whitening Lamp

1 x Whitening Lamp / 3 suojalasi / 1 akryylinen mainostaulu, 60 x 60 cm

fläsh Chairside Light Whitening System 32 % VP

2 potilaan pakkaus: 2 x Gel, 32 % VP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1.5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1.2 ml, 2 x huulten levitin + 120 minuutin aikakortti

32 % VP: [Lääketieteellinen hampaiden valkaisu vain lääketieteellisellä indikaatiolla](#)

fläsh Chairside Light Whitening System 6 % VP

2 potilaan pakkaus: 2 x Gel, 6 % VP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1.5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1.2 ml, 2 x huulten levitin + 120 minuutin aikakortti

6 % VP: [Kosmeettinen hampaiden valkaisu](#)

fläsh Take Home Whitening System 10 % KP (≈3,5 % VP)

1 potilaan pakkaus: 4 x Gel, 10 % KP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x kiskokotelo, (valinnaisena: 2 x valkaisukalvo / 1 x Blocker), [kosmeettinen hampaiden valkaisu](#)

fläsh Take Home Whitening System 16 % KP (≈5,6 % VP)

1 potilaan pakkaus: 4 x Gel, 16 % KP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x kiskokotelo, (valinnaisena: 2 x valkaisukalvo / 1 x Blocker), [kosmeettinen hampaiden valkaisu](#)

fläsh Whitening Pen

4 ml, 16 % KP (≈5,6 % VP), mintun makuinen, [kosmeettinen hampaiden valkaisu](#)

fläsh Whitening Toothpaste, lime-minttu

75 ml, 30 % ksylitolia, 17 % hydroksyyliapatiittia

VP: vetyperoksidi, KP: karbamidiperoksidi

Made in Germany

fläsh.

Valitsemalla tuotteemme takaat ylivoimaisen valkaisun ja hoitokokemuksen, korostat potilaittesi hymyjä ja vahvistat klinikkasi mainetta huipputasaajana.



Löydä paikallinen jälleenmyyjäsi.

WHITEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6
69488 Birkenau/Saksa
+49 (0)6201 8432190
info@flaesh.com

flaesh.com

Kaikki valkaisutuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä käytetään ja tarjotaan ainoastaan hammaslääkärin vastaanotoilla.
Oikeus teknisiin muutoksiin ja tekstin virheisiin pidätetään.
Tuotevalikoima voi vaihdella eri maissa. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältäsi.
REF 908A4, 03/2025, FINNISH