

Made in Germany

fläsh.

Izbjeljivanje zubi
kojem stomatolozi vjeruju,
a pacijenti obožavaju.

flaeshapp.com



fläsh.

Izbjeljivanje zubi



Pretvorite pacijente u obožavatelje svoje klinike!

Izbjeljivanje zubi može biti ključno za savršen osmijeh koji pacijenti žele – za osvježavanje osmijeha ili usavršavanje restaurativnih ili ortodontskih tretmana.

fläsh je profesionalni sustav za izbjeljivanje zubi koji pruža pouzdane rezultate, praktičan je za uporabu za cijeli stomatološki tim, pojednostavljuje radne postupke i osigurava da svaki pacijent dobije siguran i ugodan tretman.

Uz fläsh stomatološke ordinacije ne moraju se više brinuti o rezultatima i mogu se usredotočiti na postizanje osmijeha koji odišu samopouzdanjem i koji će njihovim pacijentima promijeniti život.

Zahvaljujući fläshu, postat ćete stručnjak koji svojim pacijentima omogućuje zanosne osmijehe koje će obožavati – jer je vaš uspjeh naša misija.

Zadovoljni pacijenti, svaki put

Pouzdana rezultati koji pojačavaju pouzdanje i odanost pacijenata.

Jednostavan rad za klinički tim

Praktičan sustav namijenjen za pojednostavljenje radnih postupaka.

30 godina stručnosti

Pouzdana njemačka inovacija jamči sigurnost i dosljednost.

flaesh.com

fläsh.

Lampa za izbjeljivanje Whitening Lamp



+



Savršena sinergija – tajna iznimnih rezultata izbjeljivanja!

Tajna iznimnih rezultata leži u savršenoj kombinaciji lampe za izbjeljivanje fläsh Whitening Lamp i gela za izbjeljivanje fläsh Light Whitening Gel.


Najsuvremenija LED tehnologija visokih performansi s fokusiranim spektrom svjetlosti visokog intenziteta uz vidljivo plavo svjetlo. Ergonomski rad zahvaljujući jednostavnom sustavu zaključavanja Easy Lock omogućuje savršeno pozicioniranje ispred pacijenta. Posebne postavke za osjetljive zube i izbjeljivanje pojedinačnih zubi. Izlaz svjetla moguće je mijenjati. Optimalni rezultati uz gel za izbjeljivanje fläsh Chairside Light Whitening Gel. Sigurna radna temperatura.

fläshcard

Sustav upravljanja vremenom




Virtualne upute izravno na uređaju



3 programa izbjeljivanja

Konstantno / Impulsno / Pojedinačno



Postignuto utvrđivanje nijansi izbjeljivanja



Napredna tehnologija

3 LED lampice visokih performansi.
Spektar plavog svjetla visokog intenziteta (460 nm, 190 mW/cm²)

Dug životni vijek

Životni vijek LED lampica iznosi više od 10 000 primjena

Ergonomski dizajn

Sustav zaključavanja Easy Lock za precizno pozicioniranje pacijenta

Prilagodljive postavke

Načini rada za osjetljive zube i izbjeljivanje pojedinačnih zuba

Varijabilni izlaz svjetla

Prilagodljivo za optimalne rezultate

Sigurna temperatura

Jamči udobnost pacijenta

Optimalna kombinacija


Vrhunski rezultati uz gel za izbjeljivanje fläsh Chairside Light Whitening Gel

Sustav uključuje sljedeće

lampu za izbjeljivanje Whitening Lamp, 3 zaštitne naočale, sustav za gel fläshcard, zaslon u boji visoke razlučivosti

fläsh.

Chairside Light
Whitening System




Nježan, učinkovit i brz

Sustav fläsh Chairside Light Whitening s aktivnim klorofilom nježan je za zube s niskom razinom osjetljivosti. Učinkovito izbjeljivanje u 3 do 4 tretmana po 15 minuta u svakoj sesiji.

Kozmetičko izbjeljivanje zubi sa 6 % vodikovog peroksida. Medicinsko izbjeljivanje zubi s 32 % vodikovog peroksida i samo uz medicinske indikacije.

Tretman se može intenzivirati dodatnom uporabom sustava fläsh Take Home Whitening.



Štrcaljka s dvostrukom komorom, 4 g

Miješalica

Štrcaljka, 1,5 g

Štrcaljka, 1,2 ml



fläsh retractor
za usne



W02SA, fläsh.com/video_step_by_step_eng

Videozapis: Tretman
korak po korak

Sadržaj kompleta za 2
pacijenta*:

- 2 x Chairside Whitening Gel, 4 g
- 2 x Gingiva Protector, 1,5 g
- 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml
- 2 x retraktor za usne
- 1 x kartica od 120 minuta

Učinkovito izbjeljivanje

Postiže rezultate za 3 do 4
sesije po 15 minuta

**Optimizirano za lampu
fläsh Whitening Lamp**

Pružna najbolje rezultate
izbjeljivanja

Precizna primjena

Zeleni gel jamči preciznost

Prikladno za odrasle

Za pacijente starije
od 18 godina

Dostupne koncentracije

Medicinsko izbjeljivanje
zubi 32 % HP
Kozmetičko izbjeljivanje
zubi 6 % HP

* Sadržaj kompleta
može se razlikovati ovisno
o zemlji


fläsh.

Take Home
Whitening System



S prilagođenim udlagama izrađenim u laboratoriju

Primijenite ga kao samostalan ili slijedni tretman. Za uporabu u udlagama za izbjeljivanje. Upotpunjuje ponudu za izbjeljivanje u klinikama. Nježno izbjeljivanje zubi s okusom metvice.



Sadržaj kompleta za 1 pacijenta*:

4 x Whitening Gel, 3 ml
1 x After Whitening
Mousse, 3 ml
2 x folija za izbjeljivanje*
1 x Blocker*
1 x kutija za udlage

Blocker (opcionalno)

Umetak za laboratorijske
modele

Kutija za udlage

Održava prilagođene
udlage sigurnima i čistima

Prilagodno za odrasle

Za pacijente starije
od 18 godina

Kozmetičko izbjeljivanje zubi

10 % CP (≈ 3,5 % HP)

16 % CP (≈ 5,6 % HP)

* Sadržaj kompleta
može se razlikovati ovisno
o zemlji

Učinkoviti gel

Dolazi u štrcaljkama
od 3 ml za jednostavnu
primjenu

After Whitening Mousse

Remineralizira zube i čini
ih manje osjetljivima

Folija za izbjeljivanje (opcionalno)

Za savršeno pristajanje
udlaga izrađenih i
prilagođenih u laboratoriju

HP: vodikov peroksid,

CP: karambidov peroksid

fläsh.

Njega

Najbolji tretman nakon izbjeljivanja za vaše pacijente

Idealna njega za bijele zube prije i nakon tretmana izbjeljivanja. Namijenjeno za svakodnevnu uporabu. Čak i za osjetljive zube. Jača caklinu uz 17 % hidroksiapatita. Dvostruka zaštita od karijesa uz natrijev fluorid (1100 ppm F) i 30-postotni ksilitol. Pospješuje salivaciju, što zauzvrat potiče remineralizaciju.

Bez SLS-a. Bez triklosana. Bez agensa za izbjeljivanje. Nježni agensi za čišćenje. Novo: bez titanijeva dioksida. Štiti od nastanka novog kamenca.



Osvježavajuće
LIMETA-METVICA

Whitening
Toothpaste
Care & Repair



flaeshapp.com

Savjet: upotrijebite
flaeshapp za pokazivanje
rezultata izbjeljivanja!



Besprijekorno uvođenje u kliniku

Izbjeljivanje zubi ključni je dio suvremene estetske stomatologije. Za uspješnu primjenu u praksi razmotrite sljedeće ključne korake:

Potaknite svoj tim

Lampa za izbjeljivanje fläsh Whitening Lamp sadrži način vođenja tretmana, što olakšava praćenje postupka. Na stranici at.fläsh.com dostupan je i videozapis s detaljnim uputama. Biti primjer drugima je moćan alat; kad članovi vašeg tima i sami iskuse izbjeljivanje, postaju oduševljeni zagovornici ove usluge vaše klinike.

Podizanje svijesti pacijenata

Većina pacijenata ne dolazi u kliniku ciljano zbog izbjeljivanja zubi – ali svakako žele ljepši osmijeh! Vaš stomatološki tim može lako uvesti izbjeljivanje kao dodatni tretman. Istaknite tu mogućnost tijekom konzultacija i u materijalima s informacijama za pacijente, kao što je prikazano na sljedećoj stranici.

Unaprijedite utjecaj svog rada

Prezentiranje prirodnog izgleda implantanta, ortodonskih tretmana ili restauracija još je veći izazov kada je u kombinaciji s blistavim osmijehom. S pomoću slika prije i poslije možete prikazati transformaciju, kako u ordinaciji tako i na društvenim mrežama.

Pretvorite zadovoljne pacijente u odane zastupnike

Samopouzdan, bjelji osmijeh širi radost. Zadovoljni pacijenti dijele svoja iskustva i privlače nove klijente usmenim preporukama. Neka izbjeljivanje zubi postane ključni dio uspjeha vaše klinike!

Put do savršenog osmijeha


Tretmani izbjeljivanja zubi pružaju vašim pacijentima ljepše osmijehe. Također daju dodatnu vrijednost stomatološkim tretmanima ili mogu vratiti patološki diskolorirane zube u prirodno stanje. Uz knjižicu s informacijama za pacijente fläsh možete svojim pacijentima lako objasniti mogućnosti postizanja blistavog osmijeha.

Digitalno dostupno na www.fläsh.com
i na flaeshapp.com

Izvadak iz brošure za pacijente.

Savršeno u kombinaciji s tretmanom

Izbjeljivanje zubi prije stomatološke restauracije



Za ispunje, inleje, krunice i implantate prethodno izbjeljite preostale zube. Boje zubnih proteza nije moguće naknadno uskladiti.

Izbjeljivanje zubi nakon ortodontskog tretmana (aligner)



Ortodontski tretmani za odrasle osobe jamče ispravno poravnanje zubi. fläsh izbjeljivanje zubi dodaje savršen završni dodir vašem osmijehu.

Izbjeljivanje pojedinačnih zubi



Također je prikladno za izbjeljivanje i prilagođavanje pojedinačnih zuba.



Tretman osvježavanja moguć je u svako vrijeme.

fläsh.

Jeste li spremni
za najzanosniji
osmijeh?

Stručno izbjeljivanje
zubi upravo ovdje u
vašoj stomatološkoj
ordinaciji.

flaesh.com



Knjižica za pacijente za čekaonicu

fläsh.

Marketing



Skenirajte za početak!

flaeshapp.com

Pokažite i podijelite to s pacijentima

AI omogućuje trenutni pregled rezultata izbjeljivanja koje je moguće postići.

Mogu ga upotrebljavati i klinički tim i pacijenti.

Nije potrebno instalirati aplikaciju.

Jednostavno otvorite **www.flaeshapp.com** u pregledniku. Zatim upotrijebite kameru na uređaju.

Savjet: dodajte **flaeshapp.com** na početni zaslon telefona kako biste mogli brzo pristupiti aplikaciji i pokazati pacijentima njihov sjajni novi osmijeh. Nakon što snimate fotografiju, okrenite telefon vodoravno za usporedbu slike prije i poslije.



Marketing za pacijente je važan

Izbjeljivanje zubi je moćan način privlačenja novih pacijenata, unapređenja drugih tretmana i dodatnog razvoja prakse.



Suvremeni akrilni zidni plakat,
60 x 60 cm



Stručni akrilni zidni plakat,
60 x 60 cm



21 x 15 cm, visokokvalitetno
akrilni stalak s izmjeničnim
motivima za pult ili čekaonicu.

Slobodno zatražite dodatnu marketinšku podršku.

Lampa za izbjeljivanje fläsh Whitening Lamp

1 x Whitening Lamp / 3 zaštitne naočale / 1 akrilna oglasna pločica, 60 x 60 cm

Sustav izbjeljivanja fläsh Chairside Light Whitening System 32% HP

Komplet za 2 pacijenta: 2 x Gel, 32% HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x retraktor za usne + kartica od 120 minuta

32% HP: [medicinsko izbjeljivanje zubi samo za medicinske indikacije](#)

Sustav izbjeljivanja fläsh Chairside Light Whitening System 6 % HP

Komplet za 2 pacijenta: 2 x Gel, 6 % HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x retraktor za usne + kartica od 120 minuta

6% HP: [Kozmetičko izbjeljivanje zubi](#)

fläsh Take Home Whitening System 10 % CP (≈ 3,5% HP)

Komplet za 1 pacijenta: 4 x Gel, 10 % CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x kutija za udloge, (opcionalno: 2 x folija za izbjeljivanje / 1 x Blocker), [kozmetičko izbjeljivanje zubi](#)

fläsh Take Home Whitening System 16 % CP (≈ 5,6% HP)

Komplet za 1 pacijenta: 4 x Gel, 16 % CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x kutija za udloge, (opcionalno: 2 x folija za izbjeljivanje / 1 x Blocker), [kozmetičko izbjeljivanje zubi](#)

fläsh Whitening Pen

4 ml, 16 % CP (≈ 5,6 % HP), okus metvice, [kozmetičko izbjeljivanje zubi](#)

fläsh Whitening Toothpaste, limeta-metvica

75 ml, 30 % ksilitol, 17 % hidroksiapatit

HP: vodikov peroksid, CP: karambidov peroksid

fläsh.

Odaberite proizvode za vrhunsko iskustvo izbjeljivanja i njege, usavršavanje osmijeha svojih pacijenata i osiguranje izvrsne reputacije svoje klinike.



Pronađite lokalnog distributera.

WHITEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6
69488 Birkenau/Njemačka
+49 (0)6201 8432 190
info@flaesh.com

flaesh.com

Svi proizvodi za izbjeljivanje su namijenjeni za stručnu primjenu i smiju ih upotrebljavati ili distribuirati samo stomatološke ordinacije.

Podložno tehničkim izmjenama i pogreškama u tekstu.

Ponuda proizvoda može varirati u različitim zemljama. Posavjetujte se s lokalnim distributerom.

REF 910A4, 03/2025, CROATIAN