

Made in Germany

# fläsh.

Zobu balināšana.  
Zobārsti tai uzticas.  
Pacientiem tā patīk.

[flaeshapp.com](https://flaeshapp.com)



# fläsh.

Zobu balināšana



## Padariet pacientus par savas klīnikas faniem!

Zobu balināšana var būt risinājums, lai iegūtu perfektu smaidu, ko vēlas pacienti – lai padarītu smaidu izteismīgāku vai lai papildinātu ar to restaurāciju jeb ortodontisko ārstēšanu.

fläsh ir profesionāla zobu balināšanas sistēma, kas sniedz uzticamus rezultātus, to ir ērti lietot visai zobārstniecības profesionāļu komandai, ar to tiek vienkāršotas darbplūsmas un nodrošināts, lai katrs pacients saņemtu drošu un komfortablu procedūru.

Izmantojot fläsh, zobārstniecības prakses vairs var neuztraukties par rezultātiem un galveno uzmanību var pievērst pārliecinošam pacientu smaidam, kas izmaina dzīvi.

Izmantojot fläsh, jūs esat eksperts, kas nodrošina pacientiem tīkamo izteismīgo smaidu – jo jūsu panākumi ir mūsu misija.

### Laimīgi pacienti katrā reizē

Uzticami rezultāti, kas palielina pacientu pārliecību un lojalitāti.

### Bez īpašas piepūles klīnikas komandai

Ērti lietojama sistēma darbplūsmu vienkāršošanai.

### Zināšanas 30 gadu garumā

Uzticamas inovācijas no Vācijas sniedz drošumu un konsekveni.

# fläsh.

Whitening Lamp



+



## Perfekta sinerģija – izcilu balināšanas rezultātu noslēpums.

Izcilu rezultātu noslēpums ir meklējams perfektajā kombinācijā, ko veido fläsh Whitening Lamp un fläsh Light Whitening Gel.


Jaunākā augstas veiktspējas LED tehnoloģija ar augstas intensitātes fokusētu gaismas spektru ar saskatāmu zilo gaismu. Ergonomiska darbība ar Easy Lock sistēmu ļauj to perfekti pozicionēt pacienta priekšā. Īpaši iestatījumi jutīgiem zobiem un atsevišķu zobu balināšanai. Gaismas plūsmu var mainīt. Optimāli rezultāti ar fläsh Chairside Light Whitening Gel. Droša darba temperatūra.

fläshcard

Laika pārvaldības sistēma



Virtuālas norādes pašā ierīcē



3 balināšanas programmas

konstanta / pulsējoša / atsevišķa zoba



Ar balināšanu iegūto toņu noteikšana



**Progresīva tehnoloģija**

3 augstas veiktspējas LED gaismas.

Augstas intensitātes zilās gaismas spektrs (460 nm, 190 mW/cm<sup>2</sup>)

**Ilgas darbmūžs**

LED gaismas kalpo ilgāk par 10 000 lietošanas reizēm

**Ergonomisks dizains**

Easy Lock sistēma precīzai pacienta pozicionēšanai

**Individuāli pielāgojami iestatījumi**

Režimi jutīgiem zobiem un atsevišķu zobu balināšanai

**Maināma gaismas plūsma**

Pielāgojama optimāliem rezultātiem

**Droša temperatūra**

Nodrošina pacientu komfortu

**Optimāla savienošana pāri**


Vislabākie rezultāti ar fläsh Chairside Light Whitening Gel

**Sistēmā iekļauts**

Whitening Lamp, 3 aizsargbrilles, fläshcard sistēma gēlam, pilnkrāsu skārienekrāns

# fläsh.

Chairside Light  
Whitening System




## Saudzīgi, efektīvi un ātri

fläsh Chairside Light Whitening ar aktīvo hlorofilu saudzīgi iedarbojas uz zobiem ar zemu jutīguma sliekšni. Efektīva balināšana 3–4 procedūrās 15 minūtes ilgus seansos.

Kosmētiska zobu balināšana ar 6% ūdeņraža peroksīdu. Medicīniska zobu balināšana ar 32% ūdeņraža peroksīdu, tikai ar medicīniskām indikācijām.

Procedūru var padarīt intensīvāku, pēc tam izmantojot fläsh Take Home Whitening.



Divkameru šīrce, 4 g

Rīks samaisīšanai

Šīrce, 1,5 g

Šīrce, 1,2 ml



fläsh lūpu  
retraktors



Video: apstrāde –  
pakāpeniska  
demonstrācija

[witecsa.com/flaesh.com/video\\_step\\_by\\_step\\_eng](https://www.witecsa.com/flaesh.com/video_step_by_step_eng)

Komplekts 2 pacientiem\*.  
Saturs:

- 2 x Chairside Whitening Gel, 4 g
- 2 x Gingiva Protector, 1.5 g
- 2 x After Whitening Mousse, 1.2 ml
- 2 x lūpu retraktors
- 1 x 120 minūšu laika uzskaites kartīte

**Efektīva balināšana**

Rezultāta sasniegšana  
3–4 seansos, katrs ilgst  
15 minūtes

**Optimizēts fläsh  
Whitening Lamp**

Sasniedz visbaltākos  
rezultātus

**Precīza uzklāšana**

Zaļais gēls nodrošina  
rūpīgu uzklāšanu

**Piemērots pieaugušajiem**

Pacientiem no 18 gadu  
vecuma

**Pieejamās koncentrācijas**

Medicīniskā zobu  
balināšana 32% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>  
Kosmētiskā zobu  
balināšana 6% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

\* Komplekta saturs  
dažādās valstīs var  
atšķirties


# fläsh.

Take Home  
Whitening System



## Ar laboratorijā izgatavotām, pielāgotām paplātēm

Izmantojiet atsevišķai procedūrai vai pēcapstrādei.  
Lietošanai balināšanas paplātēs. Papildina balināšanas  
piedāvājumu klīnikā. Saudzīga balināšana ar piparmētru  
garšu.



**Komplekts 1 pacientam\*.**  
**Saturs:**

4 x Whitening Gel, 3 ml  
1 x After Whitening  
Mousse, 3 ml  
2 x balināšanas folija\*  
1 x Blocker\*  
1 x kaste paplātēm

**Blocker (pēc izvēles)**  
Starplika laboratorijas  
modeļiem

**Kaste paplātēm**  
Lai saglabātu individuāli  
izgatavotās paplātes tīras

**Piemērots pieaugušajiem**  
Pacientiem no 18 gadu  
vecuma

**Efektīvs gēls**  
Nodrošināts 3 ml šjircēs  
ērtai uzklāšanai

**After Whitening Mousse**  
Remineralizē zobus  
un novērš to jutīgumu

**Kosmētiskā zobu  
balināšana**  
10%  $\text{CH}_6\text{N}_2\text{O}_3$  ( $\approx 3,5\% \text{H}_2\text{O}_2$ )  
16%  $\text{CH}_6\text{N}_2\text{O}_3$  ( $\approx 5,6\% \text{H}_2\text{O}_2$ )

**Balināšanas folija  
(pēc izvēles)**  
Lai laboratorijā izgatavotās  
un individuāli pielāgotās  
paplātes ideāli piegultu

\* Komplekta saturs  
dažādās valstīs var  
atšķirties

$\text{H}_2\text{O}_2$ : ūdeņraža peroksīds,  
 $\text{CH}_6\text{N}_2\text{O}_3$ : karbamīda  
peroksīds

# fläsh.

Kopšana pēc tam

## Labākais jūsu pacientu zobiem pēc balināšanas

Ideāla baltu zobu kopšana pirms un pēc balināšanas  
procedūrām. Paredzēta ikdienas lietošanai. Pat jutīgiem  
zobiem. Stiprina emalju ar 17% hidroksilapatītu. Dubulto  
aizsardzību pret kariesu ar nātrija fluorīdu (1100 ppm F)  
un 30% ksilitolu. Stimulē siekalu veidošanos, kas stiprina  
zobu remineralizēšanu.

Bez SLS. Bez triklozāna. Bez balināšanas līdzekļiem.  
Saudzīgi tīrīšanas līdzekļi. Jaunums: bez titāna dioksīda.  
Aizsargā pret jauna zobakmens veidošanos.



Atsvaidzinoša  
**LAIMA UN PIPARMĒTRU**

Whitening  
Toothpaste  
Care & Repair



**flaeshapp.com**

Ieteikums: izmantojiet  
flaeshapp, lai parādītu  
balināšanas rezultātu.



## Nevainojama integrācija klīnikā

Zobu balināšana ir modernās estētiskās zobārstniecības neatņemama sastāvdaļa. Lai to sekmīgi integrētu savā praksē, pievērsiet uzmanību šīm galvenajām darbībām.

### Dodiet iespējas savai komandai

fläsh Whitening Lamp ir režīms ar procedūras vadīšanu, kas vienkāršo tās ievērošanu. Video ar secīgām norādēm par veicamajām darbībām ir pieejams arī flaesh.com. Laba piemēra demonstrēšana ir iedarbīga; kad komandas dalībnieki paši līdzdarbojas balināšanā, tie kļūst par šī pakalpojuma entuziastiskiem atbalstītājiem jūsu klīnikā.

### Veiciniet pacientu informētību

Vairums pacientu neapmeklē klīniku tikai tādēļ, lai balinātu zobus, – viņi vēlas izteiksmīgāku smaidu. Jūsu zobārstniecības profesionāļu komanda var iepazīstināt ar balināšanu kā papildu procedūru. Uzsveriet šo iespēju konsultācijas laikā un pacientiem paredzētos informatīvajos materiālos, kā tas parādīts nākamajā lapā.

### Palieliniet sava darba ietekmi

Dabiska izskata implantu, ortodontiskās ārstēšanas vai zobu restaurāciju piemēri izskatās vēl pievilcīgāk kopā ar starojošu, baltu smaidu. Izmantojiet attēlus “pirms” un “pēc”, lai parādītu pārvērtības gan savā praksē, gan sociālajos tīklos.

### Padariet apmierinātus pacientus par lojāliem atbalstītājiem

Pārliecinošs, baltāks smails vairo prieku. Apmierināti pacienti dalās ar savu pieredzi, iesakot jūs jauniem klientiem neformālās sarunās. Padariet zobu balināšanu par savas klīnikas panākumu neatņemamu sastāvdaļu!

## Ceļš uz perfektu smaidu

Zobu balināšanas procedūras uzlabo pacientu smaidu. Tās arī sniedz pievienoto vērtību zobārstniecības procedūrām vai var atjaunot patoloģiski mainītu zobu krāsu tās dabiskajā stāvoklī. Ar fläsh informatīvo lapu pacientiem jūs ērti varat izskaidrot atsevišķiem pacientiem to iespējas iegūt baltāku smaidu.

Digitāli pieejama [www.flaesh.com](http://www.flaesh.com),  
kā arī [flaeshapp.com](http://flaeshapp.com)

Fragments no bukleta pacientiem.

### Perfekta kombinācija kopā ar jūsu veiktajām procedūrām

#### Zobu balināšana pirms zobu restaurācijām



Plombu, inleju, kroņu un implantu gadījumā vispirms baliniet atlikušos zobus. Zobu protēžu krāsu var pieskaņot vēlāk.

#### Zobu balināšana pēc ortodontiskās ārstēšanas (taisnošanas)




Ortodontiskā ārstēšana pieaugušajiem nodrošina pareizu zobu izvietojumu. fläsh zobu balināšana piešķirs jūsu smaidam perfektu noslēdzošo akcentu.

#### Atsevišķu zobu balināšana



Piemērota arī atsevišķu zobu balināšanai un pielāgošanai.



Atsvaidzināšanas procedūra ir iespējama jebkurā laikā.

# fläsh.

Vai esat gatavs savam izteismīgākajam smaidam?

Profesionālā zobu balināšana jūsu zobārsta kabinetā.

[flaesh.com](http://flaesh.com)



Informācijas lapa pacientiem  
jūsu uzgaidāmajā telpā

# fläsh.

Mārketings



Noskenējiet,  
lai uzsāktu!

## flaeshapp.com

### Parādiet un pastāstiet pacientiem

Tūlītējs MI vadīts priekšskatījums ar sasniedzamajiem balināšanas rezultātiem. Var izmantot klīnikas komanda un pacienti. Nav jāinstalē lietotne.

Vienkārši pārlūkā atveriet **www.flaeshapp.com**.

Pēc tam izmantojiet savas ierīces kameru.

Padoms: pievienojiet **flaeshapp.com** sava tālruņa sākuma ekrānam ātrai piekļuvei un, lai parādītu pacientiem viņu labāko smaidu. Pēc fotoattēla uzņemšanas pagrieziet tālruni horizontāli, lai salīdzinātu stāvokli pirms un pēc procedūras.



## Pacientu mārketings ir būtisks

Zobu balināšana ir iedarbīgs veids, kā piesaistīt jaunus pacientus, uzlabot citas procedūras un paplašināt savu praksi.



Modernā māksla, pie sienas stiprināma akrila plāksne, 60 x 60 cm



Profesionāli pakalpojumi, pie sienas stiprināma akrila plāksne, 60 x 60 cm



21 x 15 cm, kvalitatīvs stands no akrila ar maināmiem motīviem, ko novietot uz letes vai uzgaidāmajā telpā.

Vaicājiet pēc papildu atbalsta mārketinga jomā.

### fläsh Whitening Lamp

1 x Whitening Lamp / 3 aizsargbrilles / 1 akrila reklāmas plāksne, 60 x 60 cm

### fläsh Chairside Light Whitening System 32% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Komplekts 2 pacientiem: 2 x gēls, 32% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g,  
2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x lūpu retraktors + 120 minūšu laika uzskaites kartīte  
32% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>: medicīniskā zobu balināšana tikai ar medicīniskām indikācijām

### fläsh Chairside Light Whitening System 6% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Komplekts 2 pacientiem: 2 x gēls, 6% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g,  
2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x lūpu retraktors + 120 minūšu laika uzskaites kartīte  
6% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>: kosmētiskā zobu balināšana

### fläsh Take Home Whitening System 10% CH<sub>6</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (≈3,5% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

Komplekts 1 pacientam: 4 x gēls, 10% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml /  
1 x kaste paplātēm,  
(pēc izvēles: 2 x balināšanas folija / 1 x Blocker), kosmētiskā zobu balināšana

### fläsh Take Home Whitening System 16% CH<sub>6</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (≈5,6% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

Komplekts 1 pacientam: 4 x gēls, 16% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml /  
1 x kaste paplātēm,  
(pēc izvēles: 2 x balināšanas folija / 1 x Blocker), kosmētiskā zobu balināšana

### fläsh Whitening Pen

4 ml, 16% CH<sub>6</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (≈5,6% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), piparmētru garša, kosmētiskā zobu balināšana

### fläsh Whitening Toothpaste, laima un piparmētru

75 ml, 30% ksilitols, 17% hidroksilapatīts

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>: ūdeņraža peroksīds, CH<sub>6</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: karbamīda peroksīds

Made in Germany

# fläsh.

Izvēlieties mūsu izstrādājumus izcilai balināšanas un kopšanas pieredzei, uzlabojot pacientu smaidu un stiprinot klīnikas izcilo reputāciju.



Atrast vietējo izplatītāju.

WHITEsmile GmbH  
Weinheimer Straße 6  
69488 Birkenau/Vācija  
+49 (0)6201 8432 190  
info@flaesh.com

Visi balināšanas izstrādājumi ir paredzēti profesionālai lietošanai, un tos lieto un izplata vienīgi zobārstniecības praksēs.  
Iespējamās tehniskas izmaiņas un kļūdas tekstā.  
Izstrādājumu klāsts dažādās valstīs var atšķirties. Vaicājiet vietējam izplatītājam.  
REF 911A4, 03/2025, LATVIAN

flaesh.com