

Made in Germany

fläsh.

Albirea dinților
recomandată de stomatologi,
adorată de pacienți.

flaeshapp.com



fläsh.

Albirea dinților



Pacienții vor deveni fanii clinicii dumneavoastră!

Albirea dinților poate fi soluția pentru zâmbetul perfect atât de dorit de pacienți – pentru un zâmbet luminos sau ca ultim retuș la tratamentele restaurative sau ortodontice.

fläsh este sistemul profesional de albire a dinților care oferă rezultate fiabile, este ușor de utilizat de către toată echipa medicală din clinică, simplifică etapele de lucru și grație lui, fiecare pacient beneficiază de un tratament sigur și confortabil.

Cu fläsh, cabinetele stomatologice pot înceta să își mai facă griji cu privire la rezultate și se pot concentra pe crearea de zâmbete încrezătoare, care schimbă viața pacienților lor.

Cu fläsh, deveniți expertul care oferă acele zâmbete strălucitoare atât de iubite de pacienți – pentru că succesul dumneavoastră este misiunea noastră.

Pacienți fericiți, de fiecare dată

Rezultate fiabile care sporesc încrederea pacienților, aceștia devenind clienți fideli.

Simplu de utilizat de către echipa din cadrul clinicii

Un sistem ușor de utilizat, conceput pentru etape de lucru mai simple.

30 de ani de experiență

Inovația germană înseamnă încredere și garantează siguranță și consecvență.

fläsh.

Whitening Lamp



Sinergia perfectă – secretul pentru rezultate excepționale de albire!

Secretul pentru rezultate excepționale constă în utilizarea împreună, în mod optim, a produselor fläsh Whitening Lamp și fläsh Light Whitening Gel.


Cea mai recentă și performantă tehnologie LED cu spectru de lumină focalizat, de înaltă intensitate cu lumină vizibilă în spectrul albastru. Utilizare ergonomică, grație sistemului Easy Lock, pentru o poziționare perfectă în fața pacientului. Setări speciale pentru dinți sensibili sau albirea unui singur dinte. Intensitatea luminoasă poate fi ajustată. Rezultate optime cu fläsh Chairside Light Whitening Gel. Temperatură de lucru sigură.

fläshcard

Sistemul de management al timpului




Instrucțiuni virtuale direct pe dispozitiv



3 programe de albire

Constant/Cu impulsuri/Un singur dinte



Stabilirea nuanțelor de albire obținute



Tehnologie avansată

3 LED-uri performante. Lumină vizibilă în spectrul albastru de înaltă intensitate (460 nm, 190 mW/cm²)

Durată de viață îndelungată

LED-urile rezistă la peste 10.000 de aplicații

Design ergonomic

Sistem Easy Lock pentru o poziționare precisă a pacientului

Setări personalizabile

Opțiuni pentru dinți sensibili sau albirea unui singur dinte

Intensitate luminoasă ajustabilă

Ajustabilă pentru rezultate optime

Temperatură sigură

Pentru confortul pacientului

Asociere optimă


Cele mai bune rezultate cu fläsh Chairside Light Whitening Gel

Sistemul include

Whitening Lamp, 3 ochelari de protecție, sistem fläshcard pentru gel, ecran tactil color

flăsh.

Chairside Light
Whitening System




Tratament blând, eficient și rapid

flăsh Chairside Light Whitening cu clorofilă activă acționează blând asupra dinților, rata de sensibilitate fiind redusă. Albire eficientă în 3-4 tratamente a câte 15 minute fiecare, într-o singură ședință.

Albire cosmetică a dinților cu peroxid de hidrogen 6 %. Albire medicală a dinților cu peroxid de hidrogen 32 % și numai cu indicație medicală.

Efectul tratamentului poate fi sporit prin utilizarea ulterioară a produsului flăsh Take Home Whitening.



Seringă dublă, 4 g

Vârf de amestec

Seringă, 1,5 g

Seringă, 1,2 ml



flăsh
depărtător
bucal



Videoclip:
Tratamentul,
pas cu pas

www.flash.com/video_step_by_step_eng

Conținut trusă
pentru 2 pacienți*:

- 2 x Chairside Whitening Gel, 4 g
- 2 x Gingiva Protector, 1,5 g
- 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml
- 2 x depărtător bucal
- 1 x timer pentru 120 de minute

Albire eficientă

Se obțin rezultate în 3-4 ședințe a câte 15 minute fiecare

Optimizat pentru flăsh Whitening Lamp

Oferă rezultatele cele mai albe posibile

Aplicare precisă

Cu gelul verde aveți garanția preciziei

Adecvat pentru adulți

Pentru pacienții în vârstă de 18 ani și peste

Concentrații disponibile

Albire medicală a dinților 32 % HP
Albire cosmetică a dinților 6 % HP

* Conținutul truselor poate varia în funcție de țară


fläsh.

Take Home
Whitening System



Cu tăvi personalizate realizate în laborator

Se utilizează ca tratament independent sau pentru monitorizare. Pentru utilizare în tăvi pentru albirea dinților. Completează efectul de albire din clinică. Albire cu acțiune blândă și aromă de mentă.



Conținut trusă pentru 1 pacient*:

4 x Whitening Gel, 3 ml
1 x After Whitening Mousse, 3 ml
2 x bandă de albire*
1 x Blocker*
1 x cutie pentru tavă

Blocker (opțional)

Ca distanțier pentru modele de laborator

Cutie pentru tavă

Păstrează tăvile personalizate în siguranță și curate

Gel eficient

Furnizat în seringi de 3 ml pentru o aplicare ușoară

Adecvat pentru adulți

Pentru pacienții în vârstă de 18 ani și peste

After Whitening Mousse

Desensibilizează și remineralizează dinții

Albire cosmetică a dinților

10 % CP (≈3,5 % HP)
16 % CP (≈5,6 % HP)

Bandă de albire (opțional)

Se potrivește perfect cu tăvile realizate în laborator și cele personalizate

* Conținutul truselor poate varia în funcție de țară

HP: peroxid de hidrogen,
CP: peroxid de carbamidă

fläsh.

Îngrijire ulterioară

Cel mai bun posttratament de albire pentru pacienții dumneavoastră

Îngrijirea ideală pentru a avea dinți albi înainte și după tratamentele de albire. Destinat utilizării zilnice. Chiar și pentru dinții sensibili. Întărește smalțul cu 17 % hidroxilapatită. Protecție dublă împotriva cariilor datorită fluorurii de sodiu (1100 ppm F-) și 30 % xilitol. Stimulează salivația, care la rândul său contribuie la remineralizare.

Fără SLS. Fără triclosan. Fără agenți de albire. Agenți de curățare blânzi. Nou: fără dioxid de titan. Protejează împotriva formării de tartru nou.



Aromă răcoritoare de
LIME ȘI MENTĂ

Whitening
Toothpaste
Care & Repair



flaeshapp.com

Sfat: utilizați flaeshapp
pentru a prezenta
rezultatul final de albire!



Integrare perfectă în clinica dumneavoastră

Albirea dinților este o parte esențială a stomatologiei estetice moderne. Pentru a o integra cu succes în cabinetul dumneavoastră, luați în considerare următoarele etape importante:

Puneți mijloacele necesare la dispoziția echipei dumneavoastră

fläsh Whitening Lamp oferă un mod de tratament ghidat, procedura devenind ușor de urmărit. Pe flaesh.com este disponibil și un videoclip cu instrucțiuni pas cu pas. Puterea exemplului este un aspect care nu trebuie neglijat; atunci când membrii echipei dvs. experimentează ei înșiși albirea dinților, ei devin promotori entuziaști ai serviciului oferit de clinica dvs.

Informați pacienții

Majoritatea pacienților nu merg la o clinică special pentru a-și albi dinții – dar își doresc să aibă un zâmbet mai strălucitor! Echipa dumneavoastră medicală poate introduce foarte ușor albirea dinților ca tratament complementar. Evidențiați această opțiune în timpul consultațiilor și în materialele informative destinate pacienților, conform modelului de pe pagina următoare.

Sporiți impactul activității dumneavoastră

Prezentarea de implanturi, tratamente ortodontice sau restaurări cu aspect natural este și mai convingătoare atunci când vine la pachet cu un zâmbet alb și radiant. Folosiți imagini „înainte și după” pentru a evidenția transformarea – atât în cabinetul dumneavoastră, cât și pe rețelele de socializare.

Transformați pacienții fericiți în susținători fideli

Un zâmbet încrezător și mai alb emană bucurie. Pacienții mulțumiți își împărtășesc experiențele, aducând noi clienți prin recomandări „din gură în gură”. Transformați albirea dinților într-un element-cheie al succesului clinicii dumneavoastră!

Calea către un zâmbet perfect


Cu tratamentele de albire a dinților, pacienții dumneavoastră au parte de zâmbete mai frumoase. În același timp ele reprezintă un avantaj la tratamentele dentare sau pot reda culoarea naturală a dinților decolorați patologic. Cu prospectul destinat pacienților flăsh puteți prezenta foarte ușor pacienților dumneavoastră posibilitățile de a avea un zâmbet mai alb.

Disponibil în format digital pe www.flash.com, precum și în flaeshapp.com

Extras din broșura pentru pacienți.

Perfect în combinație cu tratamentul dumneavoastră!

Albirea dinților înainte de o restaurare dentară



În caz de plombe, incrustații intratisulare (inlay-uri), coroane și implanturi, mai întâi se albesc restul dinților. Protezele dentare nu pot fi asortate la culoarea dinților ulterior.

Albirea dinților după un tratament ortodontic (aliniator)




La adulți, tratamentul ortodontic asigură alinierea corectă a dinților. Albirea dinților cu flăsh este ultimul detaliu pentru ca zâmbetul dvs. să fie perfect.

Albirea unui singur dinte



Potrivit și pentru albirea și potrivirea la culoare a unui singur dinte.



Un tratament de înprospătare se poate face în orice moment.

flăsh.

Sunteți pregătit pentru zâmbetul dvs. cel mai strălucitor?

Albire profesională a dinților, chiar aici, în cabinetul dvs. stomatologic.

flaesh.com



Broșură pentru pacienți pentru sala de așteptare

fläsh.

Marketing



Scanați pentru
a începe!

flaeshapp.com

Arătați pacientului dumneavoastră și informați-l

Previzualizare instantanee, bazată pe inteligență artificială, cu rezultatele care se pot obține în urma albirii. Poate fi utilizată de echipa clinicii și de către pacienți. Nu este necesară instalarea niciunei aplicații.

Doar deschideți **www.flaeshapp.com** în browserul dvs. Apoi utilizați camera de pe dispozitivul dvs.

Sfat: adăugați **flaeshapp.com** pe ecranul principal al telefonului dvs. pentru acces rapid și pentru a le arăta pacienților ce zâmbet frumos pot să aibă. După ce faceți o fotografie, rotiți telefonul în plan orizontal pentru a afișa o comparație „înainte și după”.



Marketingul pentru pacienți este un aspect important

Albirea dinților este o metodă eficientă pentru atragerea de noi pacienți, îmbunătățirea altor tratamente și dezvoltarea cabinetului dvs.



Afiș de perete din acrilic în stil de artă modernă, 60 x 60 cm



Afiș de perete din acrilic stil profesional, 60 x 60 cm



21 x 15 cm, suport din acrilic de înaltă calitate cu diferite motive pentru teșgheaua de la recepție sau sala de așteptare.

Dacă aveți nevoie de consultanță suplimentară de marketing, nu ezitați să ne contactați.

flăsh Whitening Lamp

1 x Whitening Lamp / 3 ochelari de protecție / 1 placă publicitară din acrilic, 60 x 60 cm

flăsh Chairside Light Whitening System 32 % HP

Trusă pentru 2 pacienți: 2 x gel, 32 % HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g,
2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x depărtător bucal + timer pentru 120 de minute
32 % HP: albire medicală a dinților numai cu indicație medicală.

flăsh Chairside Light Whitening System 6 % HP

Trusă pentru 2 pacienți: 2 x gel, 6 % HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g,
2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x depărtător bucal + timer pentru 120 de minute
6 % HP: albire cosmetică a dinților

flăsh Take Home Whitening System 10 % CP (≈3,5 % HP)

Trusă pentru 1 pacient: 4 x gel, 10 % CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml /
1 x cutie pentru tavă, (opțional: 2 x bandă de albire / 1 x Blocker), albire cosmetică a dinților

flăsh Take Home Whitening System 16 % CP (≈5,6 % HP)

Trusă pentru 1 pacient: 4 x gel, 16 % CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml /
1 x cutie pentru tavă, (opțional: 2 x bandă de albire / 1 x Blocker), albire cosmetică a dinților

flăsh Whitening Pen

4 ml, 16 % CP (≈5,6 % HP), aromă de mentă, albire cosmetică a dinților

flăsh Whitening Toothpaste, aromă de lime și mentă

75 ml, 30 % xilitol, 17 % hidroxilapatită

HP: peroxid de hidrogen, CP: peroxid de carbamidă

fläsh.

Alegeți produsele noastre pentru o experiență superioară de albire și îngrijire a dinților, făcând zâmbetele pacienților dumneavoastră mai frumoase și consolidând reputația de excelență a clinicii dumneavoastră.



Găsiți distribuitorul local.

WHITEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6
69488 Birkenau/Germania
+49 (0)6201 8432 190
info@flaesh.com

flaesh.com

Toate produsele de albire sunt destinate aplicărilor profesionale și sunt aplicate sau distribuite numai de cabinetele stomatologice.

Sub rezerva modificărilor tehnice și a erorilor din text.

Selecția de produse poate varia de la o țară la alta.

Vă rugăm să întrebați distribuitorul local.

REF 916A4, 03/2025, ROMANIAN