

Made in Germany

fläsh.

Bielenie zubov
Zubári mu veria,
pacienti ho milujú.

flaeshapp.com



fläsh.

Bielenie zubov



Prebudte v pacientoch nadšenie pre vašu kliniku!

Bielenie zubov môže byť kľúčom k dokonalému úsmevu pacientov. Rozjasní ho alebo predstavuje čerešničku na torte pri rekonštrukcii alebo ortodontických ošetreniach.

fläsh je profesionálny systém bielenia zubov, ktorý prináša spoľahlivé výsledky, ľahko ho použije celý stomatologický tím, zjednoduší pracovné postupy a zaisťuje, že ošetrovanie každého pacienta bude bezpečné a príjemné.

So systémom fläsh sa stomatológovia už nemusia báť výsledkov a môžu sa sústrediť na vytvorenie sebavedomého úsmevu pacientov, ktorý im zmení život.

Vďaka systému fläsh budete expertom na žiarivejší úsmev, do ktorého sa pacienti zamilujú, pretože naším cieľom je váš úspech.

Šťastie pacientov na prvom mieste

Spoľahlivé výsledky, ktoré zvýšia sebavedomie a dôveru pacientov.

Bez namáhavej práce stomatologického tímu

Systém s jednoduchým použitím, navrhnutý na zjednodušenie pracovných postupov.

30 rokov odborných skúseností

Bezpečná a konzistentná nemecká inovácia, ktorej môžete veriť.

fläsh.

Whitening Lamp



+



Tajomstvom k vynikajúcim výsledkom bielenia je dokonalá synergie!

Tajomstvo mimoriadnych výsledkov spočíva v dokonalej kombinácii lampy fläsh Whitening Lamp a gélu fläsh Light Whitening Gel.


Najmodernejšia vysokovýkonná LED technológia s vysokointenzívnym sústredeným svetelným spektrom s viditeľným modrým svetlom. Ergonomická obsluha vďaka systému Easy Lock umožňuje dokonalé umiestnenie pred pacienta. Špeciálne nastavenia pre citlivé zuby a bielenie jedného zuba. Možnosť úpravy svetelného výkonu. Optimálne výsledky s gélom fläsh Chairside Light Whitening Gel. Bezpečná pracovná teplota.

fläshcard

Systém riadenia času




Virtuálne pokyny priamo na pomôcke



3 bieliace programy
Constant / Pulse / Single



Určenie dosiahnutých odtieňov bielenia



Moderná technológia

3 vysokovýkonné LED žiarovky. Modré svetelné spektrum s vysokou intenzitou (460 nm, 190 mW/cm²)

Dlhá životnosť

LED žiarovky vydržia viac ako 10 000 použití

Ergonomický tvar

Systém Easy Lock umožňuje presné polohovanie pacienta

Prispôsobiteľné nastavenia

Režimy pre citlivé zuby a bielenie jedného zuba

Prispôsobiteľný svetelný výkon

Možnosť nastavenia na dosiahnutie optimálnych výsledkov

Bezpečná teplota

Pohodlie pacienta je zaručené

Optimálne kombinovanie


Najlepšie výsledky sa dosiahnu v kombinácii s gélom fläsh Chairside Light Whitening Gel

Komponenty systému

Lampa Whitening Lamp, 3 kusy bezpečnostných okuliarov, systém fläshcard pre gél, plnofarebná dotyková obrazovka

fläsh.

Chairside Light
Whitening System



Jemný, efektívny a rýchly

Systém fläsh Chairside Light Whitening s aktívnym chlorofylom je jemný k zubom s nízkou mierou citlivosti. Účinné vybielenie po 3 – 4 sedeniach v trvaní 15 minút.

Kozmetické bielenie zubov peroxidom vodíka s koncentráciou 6 %. Zdravotné bielenie zubov peroxidom vodíka s koncentráciou 32 % a len na základe zdravotnej indikácie.

Po použití systému fläsh Take Home Whitening môže byť ošetrovanie ešte intenzívnejšie.

Obsah súpravy
pre 2 pacientov*:

- 2× gél Chairside Whitening Gel, 4 g
- 2× Gingiva Protector, 1,5 g
- 2× After Whitening Mousse, 1,2 ml
- 2× retractor pier
- 1× 120-minútová časová karta

Efektívne bielenie

Výsledky dosiahnuté po
3 – 4 bieleniach v trvaní
15 minút

**Optimalizácia pre lampu
fläsh Whitening Lamp**

Tie najlepšie výsledky

Presná aplikácia

Presnosť vďaka
zelenému gélu


Vhodné pre dospelých

Pre pacientov vo veku
od 18 rokov

Dostupné koncentrácie

Zdravotné bielenie
zubov peroxidom vodíka
s koncentráciou 32 %
Kozmetické bielenie
zubov peroxidom vodíka
s koncentráciou 6 %

* Obsah súpravy sa môže v
jednotlivých krajinách líšiť



fläsh
retractor pier



Video: Ošetrovanie
krok za krokom

WhiteSmile, fläsh.com/video_step_by_step_eng


fläsh.

System Take Home
Whitening System



S laboratórne vyrobenými aplikátormi upravenými podľa potrieb zákazníka

Použitie je možné pri samostatnom alebo následnom ošetrovaní. Na použitie v bieliacich aplikátoroch. Doplnenie ponuky bielenia zubov u zubára. Jemné bielenie s mätvovou príchuťou.



Obsah súpravy pre 1 pacienta*:

- 4x gél Whitening Gel, 3 ml
- 1x pena After Whitening Mousse, 3 ml
- 2x bieliaca fólia*
- 1x Blocker*
- 1x balenie aplikátorov

Blocker (voliteľný)
Ako medzikus pre laboratórne modely

Balenie aplikátorov
Udržiava na mieru vyrobené aplikátory v bezpečí a čistote

Účinný gél

Dodáva sa v striekačkách s objemom 3 ml s jednoduchou aplikáciou

Vhodné pre dospelých
Pre pacientov vo veku od 18 rokov

Pena After Whitening Mousse

Znižuje citlivosť zubov a mineralizuje ich

Kozmetické bielenie zubov

10 % KP (≈3,5 % PV)

16 % KP (≈5,6 % PV)

* Obsah súpravy sa môže v jednotlivých krajinách líšiť

Bieliaca fólia (voliteľná)

Dokonalé nasadenie laboratórne vyrobených aplikátorov a aplikátorov vyrobených podľa potrieb zákazníka

PV: peroxid vodíka,
KP: karbamidperoxid

fläsh.

Starostlivosť po ošetrovaní

Najlepšie ošetrovanie po bielení pre vašich pacientov

Ideálna starostlivosť pre biele zuby pred a po bielení. Určená na každodenné použitie. Vhodná aj na citlivé zuby. Posilňuje sklovinu pomocou 17 % hydroxylapatitu. Dvojnásobná ochrana pred zubným kazom vďaka fluoridu sodnému (1100 ppm F) a 30 % xylitolu. Podporuje slinenie, ktoré následne posilňuje opätovnú mineralizáciu.

Bez SLS. Bez triclosanu. Neobsahuje bieliace činidlá. Jemné čistiace činidlá. Novinka: Bez oxidu titaničitého. Chráni pred vznikom nového zubného kameňa.



Osviežujúca
LIMETKA A MÄTA

Whitening
Toothpaste
Care & Repair



flaeshapp.com

Tip: Na predstavenie výsledku bielenia použite aplikáciu flaeshapp!



Plynulé zaradenie do ponuky vašej ambulancie

Bielenie zubov je nevyhnutnou súčasťou modernej estetickej stomatológie. Ak ho chcete úspešne zaradiť do svojej ponuky, zvažte tieto základné kroky:

Vzdelajte svojich zamestnancov

Lampa fläsh Whitening Lamp má režim navádzaného ošetrovania, vďaka ktorému je priebeh bielenia veľmi jednoduchý. Na adrese flaesh.com je tiež k dispozícii detailné inštruktážne video. Najlepšie je ísť príkladom. Ak vaši zamestnanci zažijú bielenie na vlastnej koži, budú s nadšením túto službu propagovať vo vašej ambulancii.

Zvýšte povedomie u pacientov

Väčšina pacientov nechodí do vašej ambulancie konkrétne kvôli bieleniu zubov, ale určite by si želali žiarivejší úsmev! Zamestnanci môžu jednoducho predstaviť bielenie ako doplnkové ošetrovanie a zdôrazniť možnosť tejto služby počas konzultácie a v informačných materiáloch pre pacientov tak, ako to vidíte na ďalšej strane.

Rozšírte svoj záber

Predstavenie prirodzene vyzerajúcich implantátov, ortodontických ošetrovaní alebo rekonštrukcií je ešte príťažlivejšie v kombinácii so žiarivo bielym úsmevom. Fotografie zubov pred a po bielení dokážu vnieť zmenu do vašej ambulancie aj na sociálne siete.

Urobte so šťastných pacientov verných zástancov bielenia

Sebavedomý a belší úsmev šíri radosť. Spokojní pacienti sa podelia o svoje skúsenosti, odporučia vaše služby a prinesú nových klientov, vďaka čomu bude bielenie zubov kľúčovou časťou úspechu vašej ambulancie!

Cesta k dokonalému úsmevu


Bielenie zubov prinesie vašim pacientom krajší úsmev. Znamená tiež pridanú hodnotu zubného ošetrovania alebo dokáže opraviť patologicky sfarbené zuby do ich pôvodného stavu. Informačný leták pre pacientov fläsh vám pomôže jednotlivým pacientom jednoducho vysvetliť možnosti dosiahnutia belšieho úsmevu.

Dostupné v digitálnej podobe na adrese www.fläsh.com a tiež na stránke fläshapp.com

Úryvok z brožúry pre pacientov.

Dokonalosť v kombinácii ošetrovaním

Bielenie zubov pred rekonštrukciou chrupu



Pri výplniach, inlayoch, korunkách a implantátoch zvyšné zuby vybielíte pred zákrokom. Farbu zubnej náhrady je možné doladiť neskôr.

Bielenie zubov po ortodontickom ošetrovaní (aligner)




Ortodontická liečba dospelých zabezpečuje správne vyrovnanie zubov. Systém fläsh tooth whitening dodá vášmu úsmevu dokonalý vzhľad.

Bielenie jedného zuba



Je vhodné aj na bielenie a úpravu jednotlivých zubov.



Kedykoľvek je možné aj opakované ošetrovanie.

fläsh.

Ste pripravení na belší úsmev?

Profesionálne bielenie zubov priamo vo vašej zubnej ambulancii.

fläsh.com



Leták pre pacientov v čakárni

fläsh.

Marketing



Stačí naskenovať
a je to!

flaeshapp.com

Ukážte a povedzte svojim pacientom, čo dokážete

Okamžitá ukážka dosiahnuteľných výsledkov bielenia s pomocou umelej inteligencie. Môžu ho využiť zamestnanci ambulancie a pacienti. Nie je potrebná inštalácia aplikácie.

Stačí prejsť na adresu **www.flaeshapp.com** v prehliadači a použiť fotoaparát na vašom zariadení.

Tip: Uložte si adresu **flaeshapp.com** na domovskú obrazovku vo svojom telefóne, aby ste ju mali vždy poruke a mohli ukázať pacientom ich najlepší úsmev. Po odfotohrovaní otočte svoj telefón horizontálne, aby ste mohli porovnať úsmev pred a po bielení.



Na marketingu pre pacientov skutočne záleží

Bielenie zubov je skvelý spôsob, ako získať nových pacientov, vylepšiť ostatné druhy ošetrovania a rozšíriť si služby.



Akrylový nástenný vešiak v štýle moderného umenia, 60 cm × 60 cm



Profesionálny akrylový nástenný vešiak, 60 cm × 60 cm



Kvalitný akrylový stojan s rozmermi 21 × 15 cm s meniacimi sa motívmi na pult alebo do čakárne.

Vypýtajte si ďalšie marketingové materiály.

fläsh Whitening Lamp

1× lampa Whitening Lamp / 3 ks bezpečnostných okuliarov / 1 akrylová reklamná tabuľka, 60 cm x 60 cm

fläsh Chairside Light Whitening System 32 % PV

Súprava pre 2 pacientov: 2× gél, 32 % PV, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g,
2× After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2× retraktor pier + 120-minútová časová karta
32 % PV: Zdravotné bielenie zubov je dostupné len na základe zdravotnej indikácie

fläsh Chairside Light Whitening System 6 % PV

Súprava pre 2 pacientov: 2× gél, 6 % PV, 4 g / 2× Gingiva Protector, 1,5 g,
2× After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2× retraktor pier + 120-minútová časová karta
6 % PV: Kozmetické bielenie zubov

fläsh Take Home Whitening System 10 % KP (≈3,5 % PV)

Súprava pre 1 pacienta: 4× gél, 10 % KP, 3 ml, 1× After Whitening Mousse, 3 ml/
1× balenie aplikátorov, (príslušenstvo: 2× bieliacia fólia/1× Blocker), **kozmetické bielenie zubov**

fläsh Take Home Whitening System 16 % KP (≈5,6 % PV)

Súprava pre 1 pacienta: 4× gél, 16 % KP, 3 ml, 1× After Whitening Mousse, 3 ml/
1× balenie aplikátorov, (príslušenstvo: 2× bieliacia fólia/1× Blocker), **kozmetické bielenie zubov**

fläsh Whitening Pen

4 ml, 16 % KP (≈5,6 % PV), mäťová príchuť, **kozmetické bielenie zubov**

fläsh Whitening Toothpaste, limetka a mäta

75 ml, 30 % xylitol, 17 % hydroxylapatit

PV: peroxid vodíka, KP: karbamidperoxid

fläsh.

Vyberte si z našich produktov, s ktorými dosiahnete dokonalé vybielenie a poskytnete starostlivosť, vďaka ktorej budú úsmevy vašich pacientov žiarivejšie a meno vašej ambulancie sa stane synonymom jedinečnosti.



Nájdite predajcu vo svojom okolí.

WHITEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6
69488 Birkenau/Germany
+49 (0)6201 8432 190
info@flaesh.com

flaesh.com

Všetky produkty na bielenie zubov sú určené na profesionálne použitie a môžu ich používať alebo poskytovať len stomatologické ambulancie.

Technické zmeny a chyby v texte vyhradené.

Výber produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu.

REF 918A4, 03/2025, SLOVAK