

Made in Germany

fläsh.

Beljenje zob,
ki mu zaupajo
zobozdravniki
in pacienti.

flaeshapp.com



fläsh.

Beljenje zob



Paciente spremenite v zveste oboževalce vaše klinike!

Beljenje zob je ključ do popolnega nasmeha, ki si ga želijo pacienti za osvežitev nasmeha ali kot piko na i za popoln končni videz po sanaciji zob ali ortodontskem zdravljenju.

fläsh je profesionalni sistem za beljenje zob, zasnovan za zanesljive rezultate, preprosto uporabo celotne zobozdravstvene ekipe, poenostavljen potek dela ter varno in udobno obravnavo vsakega pacienta.

S sistemom fläsh se zobozdravstvene ordinacije lahko popolnoma osredotočijo na ustvarjanje nasmehov, ki pacientom spreminjajo življenje in krepijo njihovo samozavest, saj jim ni več treba skrbeti za rezultate – ti so zagotovljeni.

S sistemom fläsh pacientom podarite sijoč nasmeh, ki ga bodo oboževali – ker je vaš uspeh naše poslanstvo.

Zadovoljni pacienti, vsakič znova

Zanesljivi rezultati, ki krepijo samozavest in zvestobo pacientov.

Preprosta uporaba za zobozdravstveno ekipo

Preprost sistem, zasnovan za poenostavitev poteka dela.

30 let strokovnega znanja

Zanesljiva nemška inovacija, ki zagotavlja varnost in doslednost.

fläsh.

Whitening Lamp



+



CE

Popolna sinergija – skrivnost izjemnih rezultatov beljenja zob!

Skrivnost vrhunskih rezultatov je v popolni kombinaciji lučke za beljenje fläsh Whitening Lamp in gela fläsh Light Whitening Gel.


Najsodobnejša visokozmogljiva tehnologija LED z visoko intenzivnim usmerjenim svetlobnim spektrom vidne modre svetlobe. Ergonomsko upravljanje s sistemom Easy Lock omogoča popolno namestitev pred pacientom. Posebne nastavitve za občutljive zobe in beljenje posameznih zob. Možnost prilagajanja svetlobne jakosti. Optimalni rezultati z uporabo gela fläsh Chairside Light Whitening Gel. Varna delovna temperatura.

fläshcard

Sistem za upravljanje časa



Virtualna navodila neposredno na napravi



3 programi beljenja

Stalni / Pulzni / Posamezni zob



Določitev odtenkov beljenja je dosežena



Napredna tehnologija

3 visoko zmogljive diode LED.

Visoko intenziven modri svetlobni spekter (460 nm, 190 mW/cm²)

Dolga življenjska doba

Diode LED omogočajo več kot 10.000 uporab

Ergonomska zasnova

Sistem Easy Lock za natančno namestitev pacienta

Prilagodljive nastavitve

Načini za občutljive zobe in beljenje posameznih zob

Nastavljiva jakost svetlobe

Prilagodljiva za optimalne rezultate

Varna temperatura

Zagotavlja udobje pacienta

Popolna kombinacija


Najboljši rezultati v kombinaciji s fläsh Chairside Light Whitening Gel

Sistem vključuje

Whitening Lamp, 3 pare zaščitnih očal, sistem za gel fläshcard, barvni zaslon na dotik

fläsh.

Chairside Light
Whitening System




Nežen, učinkovit in hiter

fläsh Chairside Light Whitening z aktivnim klorofilom je nežen do zob in zagotavlja nizko občutljivost. Učinkovito beljenje v 3–4 obravnavah po 15 minut v teku enega obiska.

Kozmetično beljenje zob s 6 % vodikovim peroksidom. Medicinsko beljenje zob z 32 % vodikovim peroksidom, dovoljeno le z zdravstveno indikacijo.

Postopek lahko okrepite z nadaljnjo uporabo fläsh Take Home Whitening.



fläsh
Retraktor
za ustnice



Videoposnetek:
Postopek korak
za korakom

Vsebina kompleta
za 2 pacienta*:

- 2 x Chairside
Whitening Gel, 4 g
- 2 x Gingiva Protector, 1,5 g
- 2 x After Whitening
Mousse, 1,2 ml
- 2 x Retraktor za ustnice
- 1 x 120 minut časovna
kartica

Učinkovito beljenje

Rezultati v 3–4 obravnavah
po 15 minut

**Optimizirano za fläsh
Whitening Lamp**

Zagotavlja najbolj bele
rezultate

Natančen nanos

Zeleni gel zagotavlja
natančnost

Primerno za odrasle

Za paciente, stare 18 let
in več

Razpoložljive koncentracije

Medicinsko beljenje zob:
32 % VP
Kozmetično beljenje zob:
6 % VP

* Vsebina kompletov
se lahko razlikuje glede
na državo


fläsh.

Take Home
Whitening System



Z laboratorijsko izdelanimi prilagojenimi zaščitnimi pladnji

Uporablja se kot samostojen postopek ali kot nadaljevanje zdravljenja. Za uporabo v zaščitnih pladnjih za beljenje. Dopolnjuje ponudbo beljenja na kliniki. Nežno beljenje z osvežujočim okusom mete.



Vsebina kompleta za 1 pacienta*:

4 x Whitening Gel, 3 ml
1 x After Whitening Mousse, 3 ml
2 x folija za beljenje*
1 x Blocker*
1 x vsebnik za pladnje

Blocker (izbirno)

Uporablja se kot vmesnik za laboratorijske modele

Vsebnik za pladnje

Prilagojene zaščitne pladnje ohranja čiste in na varnem

Učinkovit gel

Na voljo v brizgah 3 ml za preprost nanos

Primerno za odrasle

Za paciente, stare 18 let in več

After Whitening Mousse

Zmanjša občutljivost zob in jih remineralizira

Kozmetično beljenje zob

10 % KP (≈3,5 % VP)
16 % KP (≈5,6 % VP)

Folija za beljenje (izbirno)

Za popolno prilaganje laboratorijsko izdelanim in prilagojenim zaščitnim pladnjem

* Vsebina kompletov se lahko razlikuje glede na državo

VP: vodikov peroksid, KP: karbamidov peroksid

fläsh.

Oskrba po beljenju

Najboljša oskrba po beljenju za vaše paciente

Idealna nega za bele zobe pred in po beljenju. Namenjeno vsakodnevni uporabi. Tudi za občutljive zobe. Krepi sklenino s 17 % hidrosilapatita. Dvojna zaščita pred kariesom z natrijevim fluoridom (1100 ppm F-) in 30 % ksilitola. Spodbuja slinjenje, kar posledično okrepi remineralizacijo.

Brez SLS. Brez triklosana. Brez belilnih sredstev. Nežna čistilna sredstva. Novo: brez titanovega dioksida. Ščiti pred nastankom novega zobnega kamna.



Osvežujoča LIMETA-META

Whitening
Toothpaste
Care & Repair



flaeshapp.com

Nasvet: Uporabite
flaeshapp za prikaz
rezultatov beljenja!



Brezhibna integracija v vašo kliniko

Beljenje zob je bistveni del sodobne estetske zobozdravstvene prakse. Za uspešno vključitev v vašo prakso upoštevajte te ključne korake:

Okrepite vašo ekipo

Fläsh Whitening Lamp ponuja vodeni način zdravljenja, ki omogoča preprosto sledenje postopku. Na flaesh.com je na voljo tudi videoposnetek z navodili po korakih. Voditi z zgledom ima močan vpliv; ko člani vaše ekipe sami preizkusijo beljenje, postanejo navdušeni zagovorniki storitve v vaši kliniki.

Povečajte ozaveščenost pacientov

Večina pacientov ne obišče klinike posebej zaradi beljenja zob, vendar pa si želijo sijoč nasmeh! Vaša zobozdravstvena ekipa lahko predstavi beljenje kot dopolnilno zdravljenje. To možnost poudarite med obiski pacientov in v gradivu za paciente, kot je prikazano na naslednji strani.

Povečajte učinek svojega dela

Predstavitev vsadkov naravnega videza, ortodontskega zdravljenja ali sanacij zobovja postane še bolj prepričljiva v kombinaciji s sijočim, belim nasmehom. Uporabite fotografije pred in po postopku, da predstavite preobrazbo – tako v svoji praksi kot na družbenih omrežjih.

Zadovoljne paciente spremenite v zveste podpornike

Samozavesten, bolj sijoč nasmeh prinaša veselje. Zadovoljni pacienti delijo svoje izkušnje, s čimer pritegnejo nove stranke preko priporočil od ust do ust. Naj bo beljenje zob ključen del uspeha vaše klinike!

Pot do popolnega nasmeha

Postopek beljenja zob pacientom zagotavlja lepši nasmeh. Prav tako dajejo dodatno vrednost zobozdravstvenim zdravljenjem ali pa patološko obarvanim zobem povrnejo njihov naravni videz. Z brošuro za paciente fläsh lahko pacientom preprosto predstavite možnosti za bolj sijoč nasmeh.

Digitalna različica na voljo na www.fläsh.com in tudi na fläshapp.com

Izvleček iz brošure za paciente.

Popolno v kombinaciji z vašim zdravljenjem Beljenje zob pred zdravljenjem zob



Pred zdravljenjem zob z zalivkami, inlayi, kronami in vsadki najprej pobelite preostale zobe. Protez pozneje ni mogoče barvno uskladiti.

Beljenje zob po ortodontskem zdravljenju (zobni aparat)




Ortodontsko zdravljenje za odrasle zagotovi pravilno poravnavo zob. Beljenje zob fläsh vašemu nasmehu podari popoln končni videz.

Beljenje enega zoba



Primerno tudi za beljenje in prilagajanje posameznih zob.



Osvežitveni postopek je možen kadarkoli.

fläsh.

Ste pripravljeni
na sijoč
nasmeh?

Profesionalno
beljenje zob kar v
vaši zobozdravstveni
ordinaciji.

fläsh.com



Brošura za paciente za vašo čakalnico

fläsh.

Trženje



Skenirajte
in začnite!

flaeshapp.com

Pokažite in povejte svojemu pacientu

Takojšnji predogled dosegljivih rezultatov beljenja s pomočjo umetne inteligence. Lahko ga uporablja tako ekipa klinike kot tudi pacienti. Namestitev aplikacije ni potrebna.

Preprosto odprite **www.flaeshapp.com** v svojem brskalniku. Nato uporabite kamero na svoji napravi.

Nasvet: dodajte **flaeshapp.com** na domači zaslon vašega telefona za hiter dostop in prikaz najboljšega nasmeha pacientom. Po posnetku fotografije obrnite telefon vodoravno za primerjavo pred in po postopku.



Trženje za paciente je pomembno

Beljenje zob je učinkovit način za privabljanje novih pacientov, izboljšanje drugih zdravljenj in razvoj vaše prakse.



Sodobna akrilna stenska obešanka, 60 x 60 cm



Profesionalna akrilna stenska obešanka, 60 x 60 cm



21 x 15 cm, visokokakovostno akrilno stojalo s spreminjajočimi se motivi za vašo mizo ali čakalnico.

Ne oklevajte in se obrnite na nas za dodatno tržno podporo.

fläsh Whitening Lamp

1 x lučka za beljenje / 3 pari zaščitnih očal / 1 akrilna oglasna tabla, 60 x 60 cm

fläsh Chairside Light Whitening System 32 % VP

Komplet za 2 pacienta: 2 x Gel, 32 % VP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x Retraktor za ustnice + 120 minut časovna kartica

32 % VP: [Medicinsko beljenje zob, le z zdravstveno indikacijo](#)

fläsh Chairside Light Whitening System 6 % VP

Komplet za 2 pacienta: 2 x Gel, 6 % VP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x Retraktor za ustnice + 120 minut časovna kartica

6 % VP: [Kozmetično beljenje zob](#)

fläsh Take Home Whitening System 10 % KP (≈3,5 % VP)

Komplet za 1 pacienta: 4 x Gel, 10 % KP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x Vsebnik za pladnje,

(izbirno: 2 x folija za beljenje / 1 x Blocker), [kozmetično beljenje zob](#)

fläsh Take Home Whitening System 16 % KP (≈5,6 % VP)

Komplet za 1 pacienta: 4 x Gel, 16 % KP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x Vsebnik za pladnje,

(izbirno: 2 x folija za beljenje / 1 x Blocker), [kozmetično beljenje zob](#)

fläsh Whitening Pen

4 ml, 16 % KP (≈5,6 % VP), okus mete, [kozmetično beljenje zob](#)

fläsh Whitening Toothpaste, Limeta-Meta

75 ml, 30 % ksilitol, 17 % hidroksilapatit

VP: vodikov peroksid, KP: karbamidov peroksid

Made in Germany

fläsh.

Izberite naše izdelke za izjemno beljenje in nego,
ki bodo izboljšali nasmeh vaših pacientov
in okrepili ugled vaše ordinacije.



Poiščite svojega lokalnega distributerja.

WHITEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6
69488 Birkenau/Nemčija
+49 (0)6201 8432 190
info@flaesh.com

flaesh.com

Vsi izdelki za beljenje zob so namenjeni profesionalni uporabi in jih lahko nanašajo ali izdajajo le zobozdravstvene ordinacije.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in morebitnih napak v besedilu.

Izbira izdelkov se lahko razlikuje med državami. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega distributerja.

REF 919A4, 03/2025, SLOVENIAN