

Made in Germany

# fläsh.

Fogfehérítés –  
a fogorvosok bizalmával,  
és a betegek szeretetével.

flaeshapp.com



# fläsh.

Fogfehérítés



## Hogy rendelője a betegek kedvencé váljon!

A fogfehérítés jelentheti a döntő lépést a betegek által kívánt tökéletes mosolyhoz – a helyreállító beavatkozásokat vagy fogszabályozási kezeléseket kiegészítő, ragyogó mosolyhoz.

A fläsh professzionális fogfehérítő rendszerként megbízható eredményeket biztosít, könnyen használható a fogorvosi csapat bármely tagja által, leegyszerűsíti a munkafolyamatokat, ráadásul garantálja minden egyes beteg biztonságos és kényelmes kezelését.

A fläsh alkalmazásakor a fogorvosi rendelőknek felesleges aggódniuk az eredmények miatt, így leginkább arra összpontosíthatnak, hogy a betegek életet megváltoztató, magabiztos mosolyokat alkossanak.

A fläsh segítségével Ön lesz az a szakember, aki betegeit megajándékozta az olyannyira vágyott mosollyal – hiszen az Ön sikere egyúttal a mi küldetésünk.

## Boldog betegek – minden alkalommal

Megbízható eredmények, amelyek fokozzák a betegek bizalmát és hűségét.

## Erőfeszítésektől mentes használat a kezelést végző csapat részéről

Könnyen használható, a munkafolyamatok egyszerűsítését szolgáló rendszer.

## 30 évnyi szakértelem

Megbízható német innováció a fokozott biztonságért és egységes eredményekért.

# fläsh.

Whitening Lamp



+



## Tökéletes szinergia – a kivételes fogfehérítési eredmények titka!


A kivételes fogfehérítési eredmények titka a kifogástalanul együtt alkalmazható fläsh Whitening Lamp fogfehérítő lámpa és a fläsh Light Whitening Gel fogfehérítő gél használatában rejlik.

A legújabb, nagy teljesítményű LED technológia nagy intenzitású, fókuszált fény spektrummal, látható kék fényvel. Az Easy Lock rendszernek köszönhető ergonomikus működtetés tökéletes elhelyezést tesz lehetővé a beteg előtt. Speciális beállítások érzékeny fogakhoz vagy akár egyetlen fog fehérítéséhez. Változtatható fényteljesítmény. Optimális eredmények a fogfehérítést támogató gél, a fläsh Chairside Light Whitening Gel segítségével. Biztonságos üzemeltetési hőmérséklet.


fläshcard  
Időzítőrendszer




Virtuális utasítások közvetlenül a készüléken



3 fogfehérítő program  
folyamatos / pulzáló / egyszeri



A kapott fogfehérítési árnyalatok meghatározása



### Fejlett technológia

3 nagy teljesítményű LED-fényforrás.  
Nagy intenzitású kékfény spektrum (460 nm, 190 mW/cm<sup>2</sup>)

### Hosszú élettartam

A LED-ek több mint 10 ezer kezelésre alkalmasak

### Ergonomikus kialakítás

Easy Lock rendszer a betegre való pontos elhelyezésért

### Egyénre szabható beállítások

Külön üzemmód az érzékeny fogakhoz, illetve akár egyetlen fog fehérítéséhez

### Változtatható fényteljesítmény

Beállítási lehetőségek az optimális eredményekért

### Biztonságos hőmérséklet

A betegek kényelméért

### Optimális együttes alkalmazás


Még jobb eredmények a fläsh Chairside Light Whitening Gel fogfehérítő gél termékkel

### A rendszer részei

Whitening Lamp, 3 védőszemüveg, fläshcard rendszer a gélhez, színes érintőképernyő

# fläsch.

Chairside Light  
Whitening System



## Kíméletes, hatékony és gyors

Az aktív klorofillt segítségül hívó fläsch Chairside Light Whitening az érzékenyebb fogakkal is kíméletes. Hatékony fogfehérítés 3–4 folyamatos, egyenként 15 perces kezeléssel.

Kozmetikai fogfehérítés 6%-os hidrogén-peroxiddal. Orvosi kezelési célú fogfehérítés 32%-os hidrogén-peroxiddal, kizárólag orvosi javallatra.

A kezelés hatása az otthoni is alkalmazható fläsch Take Home Whitening termék utólagos használatával tovább fokozható.

A 2 beteg ellátására való készlet tartalma\*:

- 2 db Chairside Whitening Gel, 4 g
- 2 db Gingiva Protector, 1,5 g
- 2 db After Whitening Mousse, 1,2 ml
- 2 db szájtartó
- 1 db 120 perces időzítőkártya

### Hatékony fogfehérítés

Látható eredmény 3–4, egyenként 15 perces kezeléssel

### A fläsch Whitening Lamp használatára optimalizálva

Az eredmény már fehérebb nem is lehetne

### Precíz felvitel

Pontosságot biztosító zöld gél


### Kezelés felnőtteknek

18. életévüket betöltött betegek számára

### Elérhető koncentrációk

Orvosi kezelési célú fogfehérítés – 32%-os HP  
Kozmetikai fogfehérítés – 6%-os HP

\* A készletek tartalma országonként eltérő lehet



Videó: a kezelés lépéseinek bemutatása

W02SA, fläsch.com/video\_step\_by\_step\_eng


# fläsch.

Take Home  
Whitening System



## Laboratóriumban készülő, személyre szabott tálcákkal

Önálló kezelésként vagy utánkövetésre való alkalmazás. Használat fehérítőtálcákban. A rendelő fogfehérítési szolgáltatásának kiegészítéseként. Kíméletes fogfehérítés mentolos ízzel.



A 1 beteg ellátására való készlet tartalma\*:

- 4 db Whitening Gel, 3 ml
- 1 db After Whitening Mousse, 3 ml
- 2 db fehérítőtálcák\*
- 1 db Blocker\*
- 1 db tárolódoboz tálcákhoz

Blocker (opcionális)

Távtartóként a laboratóriumi modellekhez

Tárolódoboz tálcákhoz

A személyre szabott tálcák megővésére és tisztán tartására

Hatékony gél

Az egyszerű felvitelhez 3 ml-es fecskendő kiszerelésben

Kezelés felnőtteknek

18. életévüket betöltött betegek számára

After Whitening Mousse

A fogak érzékenységének a csökkentése és az ásványi anyagok pótlása érdekében

Kozmetikai fogfehérítés

10%-os CP (≈3,5%-os HP)  
16%-os CP (≈5,6%-os HP)

\* A készletek tartalma országonként eltérő lehet

Fehérítőtálcák (opcionális)

A laboratóriumban készülő, személyre szabott tálcák tökéletes illesztéséhez

HP: hidrogén-peroxid,  
CP: karbamid-peroxid

# fläsch.

Kezelés utáni ápolás

## A legjobb fogfehérítés utáni kezelés a betegek számára

A fehér fogak ideális ápolása a fogfehérítő kezelések előtt és után. Mindennapi használatra. Akár érzékeny fogakra is. 17%-os hidroxilapatit a fogzománc erősítésére. Fogszuvasodás elleni kettős védelem nátrium-fluoriddal (1100 ppm F) és 30%-os xilitollal. Támogatja a nyáleválasztást, ami pedig fokozza az ásványi anyagok ismételt beépülését.

Nátrium-laurét-szulfáttól mentes. Triklozántól mentes. Fehérítőszerektől mentes. Kíméletes tisztítószerrel. Új: titán-dioxidtól mentes. Védelem az új fogkővesedés kialakulásával szemben.



Frissítő LIME és MENTA

Whitening  
Toothpaste  
Care & Repair



[flaeshapp.com](https://flaeshapp.com)

Tipp: használja a flaeshapp oldalt, ahol megmutathatja a fogfehérítés eredményeit!



## Zökkenőmentes illeszthetőség a rendelői folyamatokhoz

A fogfehérítés a modern esztétikai fogászat elengedhetetlen része. A napi gyakorlatba való eredményes beépítés érdekében fontolja meg az alábbi kulcsfontosságú lépéseket:

### Biztosítsa csapata számára a megfelelő eszközöket és lehetőségeket

A fläsh Whitening Lamp irányított kezelési módot kínál, ezért az eljárás könnyen követhető. A flaesh.com oldalon egy útmutató videó lépésről lépésre bemutatja a folyamatot. A jó példa hatásos eszköz: a fogfehérítést saját magán kipróbáló csapattagok a rendelőn belül természetes módon válnak a szolgáltatás lelkes támogatóivá.

### Fokozza a betegek tudatosságát

A betegek többsége kifejezetten fogfehérítés céljából nem keresné fel a rendelőt – ugyanakkor mindenki vágyik a ragyogóbb mosolyra! Fogorvosi csapata minden nehézség nélkül bevezetheti a fogfehérítést kiegészítő kezelésként. Mutasson rá erre a lehetőségre a konzultációk során, illetve a betegtájékoztató anyagokban is a következő oldalon ismertetett módon.

### Emelje magasabb szintre munkája hatását


A természetes megjelenésű implantátumok, fogszabályozó kezelések vagy fogpótlások még lenyűgözőbb látható eredménnyel járnak, ha azok ragyogó, fehér mosollyal párosulnak. Mutasson képeket a kezelés előtti és utáni állapotról, hogy ténylegesen láthatóvá tegye az átalakulást – az ilyen képek a saját praxisából éppúgy származhatnak, mint a közösségi médiából.

### Az elégedett betegek az Ön hűségesek szószólói

A magabiztos, fehérebben ragyogó mosoly örömet áraszt. Az elégedett betegek megosztják tapasztalataikat, és ezzel, a személyes ajánlások révén új betegek érkeznek. Így válhat a fogfehérítés rendelője sikerének kulcsává!

### Kiválóan illeszthető a fogorvosi kezeléséhez

#### Fogfehérítés fogpótlás előtt



Tömések, betétek, koronák és implantátumok alkalmazása esetén érdemes az ép fogakat előbb fehériteni. Utólag már nem alakítható ki egységes színű fogsor.

#### Fogfehérítés a fogszabályozós kezelés után (kivehető fogszabályozó alkalmazásakor)



Felnőttek esetében a fogszabályozás a fogak megfelelő egymáshoz illeszkedését biztosítja. A fläsh fogfehérítés tökéletes kiegészítés a még ragyogóbb mosolyért.

#### Fogfehérítés egyetlen fog esetében



Egyaránt alkalmas az egyes fogak fehéritésére, kisebb kiigazításokra.



Frissítő kezelés bármikor igénybe vehető.

## Út a tökéletes mosolyhoz

A fogfehérítő kezelések szebb mosolyt varázsolnak betegek arcára. Emelik a fogászati kezelése értékét, esetleg helyreállíthatják a kórosan elszíneződött fogakat természetes állapotát. A fläsh betegtájékoztató segítségével egyszerűen elmagyarázhatja betegeinek, hogy miként érhető el számukra is a fehérebb mosoly lehetősége.

Digitálisan elérhető a [www.flaesh.com](http://www.flaesh.com), valamint a [flaeshapp.com](http://flaeshapp.com) oldalon.

**fläsh.**  
Készen áll a tökéletesen ragyogó mosolyra?  
Professzionális fogfehérítés helyben, itt, az Ön fogorvosi rendelőjében.  
flaesh.com

Várostermi betegtájékoztató

# fläsh.

Marketing



QR-kód az első lépéshez!

## flaeshapp.com

### Mutassa meg és mondja el a betegeinek

Azonnal megtekinthető, MI által generált kép a fogfehérítéssel elérhető eredményekről. A rendelői csapat és a betegek egyaránt használhatják. Nincs szükség alkalmazás telepítésére.

Egyszerűen nyissa meg a **www.flaeshapp.com** oldalt a böngészőjében. Majd használja a saját készülékén lévő kamerát.

Tipp: A gyors elérés érdekében a **flaeshapp.com** oldalt húzza ki a telefonja kezdőképernyőjére, hogy megmutathassa betegeinek a legjobb mosolyukat. A fénykép elkészültét követően vízszintesen forgassa el a telefont, hogy a kezelés előtti és utáni állapotot összehasonlítható kép láthatóvá váljon.



## A betegeket célzó marketing igenis számít

A fogfehérítés hatásos vonzerőt jelent az új betegeknek, magasabb szintre emeli a többi kezelést, és bővíti a praxist.



Modern művészeti megközelítésű, akril falra akasztható kép, 60 x 60 cm



Szakmai megközelítésű, akril falra akasztható kép, 60 x 60 cm



A pulton vagy a várótermi területen különféle célokból elhelyezhető, 21 x 15 cm méretű, kiváló minőségű, akril dokumentumtartó.

Bátran keressen bennünket a további marketingtámogatás érdekében.

### fläsh Whitening Lamp

1 db Whitening Lamp / 3 db védőszemüveg / 1 db akril reklámtábla, 60 x 60 cm

### fläsh Chairside Light Whitening System, 32%-os HP

2 beteg ellátására való készlet: 2 db gél, 32%-os HP, 4 g / 2 db Gingiva Protector, 1,5 g,  
2 db After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 db szájterpesz + 120 perces időzítőkártya

32%-os HP: Orvosi kezelési célú fogfehérítés kizárólag orvosi javallatra

### fläsh Chairside Light Whitening System 6%-os HP

2 beteg ellátására való készlet: 2 db gél, 6%-os HP, 4 g / 2 db Gingiva Protector, 1,5 g,  
2 db After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 db szájterpesz + 120 perces időzítőkártya

6%-os HP: Kozmetikai fogfehérítés

### fläsh Take Home Whitening System 10%-os CP (≈3,5%-os HP)

1 beteg ellátására való készlet: 4 db gél, 10%-os CP, 3 ml,  
1 db After Whitening Mousse, 3 ml / 1 db tárolódoboz tálcákhoz,  
(opcionális: 2 db fehérítőfólia / 1 db Blocker), kozmetikai fogfehérítés

### fläsh Take Home Whitening System 16%-os CP (≈5,6%-os HP)

1 beteg ellátására való készlet: 4 db gél, 16%-os CP, 3 ml,  
1 db After Whitening Mousse, 3 ml / 1 db tárolódoboz tálcákhoz,  
(opcionális: 2 db fehérítőfólia / 1 db Blocker), kozmetikai fogfehérítés

### fläsh Whitening Pen

4 ml, 16%-os CP (≈5,6%-os HP), menta ízű, kozmetikai fogfehérítés

### fläsh Whitening Toothpaste, lime és menta

75 ml, 30%-os xilitol, 17%-os hidroxilapatit

HP: hidrogén-peroxid, CP: karbamid-peroxid

# fläsh.

Érdeemes termékeinket választani, mert kiváló fogfehérítési és ápolási élményt kínálnak, ragyogóbbá teszik betegei mosolyát, és erősítik rendelője hírét.



Keresse a helyi forgalmazót.

WHITEsmile GmbH  
Weinheimer Straße 6  
69488 Birkenau/Németország  
+49 (0)6201 8432 190  
info@flaesh.com

Rendeltetése szerint minden fogfehérítő termék professzionális felhasználásra készült, így azokat kizárólag fogorvosi rendelők alkalmazzák vagy osztják ki.  
A technikai és a szövegben jelentkező esetleges hibák miatti módosítások jogát fenntartjuk.  
Az elérhető termékek köre országonként eltérő lehet. Kérjük, érdeklődjön a helyi forgalmazónál.  
REF 921A4, 2025. 03., HUNGARIAN