

Made in Germany

fläsh.

Izbeljivanje zuba
kome stomatolozi veruju,
a pacijenti obožavaju.

flaeshapp.com



fläsh.

Izbeljivanje zuba



Pretvorite pacijente u obožavaoce vaše klinike!

Izbeljivanje zuba može biti ključ za postizanje savršenog osmeha koji pacijenti žele – da njihov osmeh zablista ili da kao završni detalj upotpuni tretmane restauracije i ortodoncije.

fläsh je profesionalni sistem za izbeljivanje zuba koji pruža pouzdane rezultate, jednostavan je za korišćenje za celokupni stomatološki tim, pojednostavljuje rad i svakom pacijentu osigurava bezbedan i prijatan tretman.

Uz fläsh, stomatološke ordinacije ne moraju više da brinu o rezultatima i mogu da se fokusiraju na stvaranje osmeha zbog koga će pacijenti odisati samopouzdanjem.

Uz fläsh, vi ste stručnjak koji donosi blistave osmehe koje pacijenti vole – zato što je vaš uspeh naša misija.

Srećni pacijenti, svaki put

Pouzdana rezultati koji podstiču poverenje i lojalnost kod pacijenata.

Jednostavno za klinički tim

Sistem jednostavan za korišćenje osmišljen da pojednostavi rad.

30 godina stručnosti

Nemačka inovacija od poverenja koja osigurava bezbednost i doslednost.

fläsh.

Whitening Lamp



+



Savršena sinergija – tajna za izuzetne rezultate izbeljivanja!

Tajna za izuzetne rezultate leži u savršenoj kombinaciji lampe fläsh Whitening Lamp i gela fläsh Light Whitening Gel.


Najnovija LED tehnologija visokih performansi sa fokusiranim svetlom visokog intenziteta u spektru vidljive plave boje. Ergonomski rad zahvaljujući jednostavnom Easy Lock sistemu za savršeno pozicioniranje ispred pacijenta. Specijalna podešavanja za izbeljivanje osetljivih zuba i izbeljivanje pojedinačnog zuba. Snaga svetla se može podešavati. Optimalni rezultati uz gel fläsh Chairside Light Whitening Gel. Temperatura bezbedna za rad.

fläshcard

Sistem za upravljanje vremenom



Virtuelna uputstva direktno na uređaju



3 programa za izbeljivanje

Konstantni/pulsni/pojedinačni



Utvrđivanje postignutih nijansi izbeljivanja



Napredna tehnologija

3 LED diode visokih performansi.
Plavi spektar visokog intenziteta
(460 nm, 190 mW/cm²)

Dug radni vek

LED lampa traje više od 10.000 primena

Ergonomski dizajn

Easy Lock sistem za precizno pozicioniranje kod pacijenta

Prilagodljiva podešavanja

Režimi za izbeljivanje osetljivih zuba i izbeljivanje pojedinačnog zuba

Promenljiva snaga svetla

Može se podešavati za optimalne rezultate

Bezbedna temperatura

Osigurava udobnost kod pacijenta

Optimalno uparivanje


Najbolji rezultati sa gelom fläsh Chairside Light Whitening Gel

Šta sistem obuhvata

Whitening Lamp, 3 para zaštitnih naočara, fläshcard sistem za gel, kolor ekran osetljiv na dodir

fläsh.

Chairside Light
Whitening System



Nežan, delotvoran i brz

fläsh Chairside Light Whitening sa aktivnim hlorofilom je blag po zube uz nisku stopu osetljivosti. Delotvorno izbeljivanje posle 3-4 tretmana od 15 minuta po sesiji.

Kozmetičko izbeljivanje zuba 6% vodonik-peroksidom. Medicinsko izbeljivanje zuba 32% vodonik-peroksidom isključivo uz medicinsku indicaciju.

Tretman se može pojačati naknadnom upotrebom sredstva fläsh Take Home Whitening.

Sadržaj kompleta
za 2 pacijenta*:

- 2 x Chairside Whitening Gel, 4 g
- 2 x Gingiva Protector, 1,5 g
- 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml
- 2 x retraktor za usne
- 1 x vremenska kartica od 120 minuta

Delotvorno izbeljivanje

Postiže rezultate za
3-4 sesije od po 15 minuta

**Optimizovano za
fläsh Whitening Lamp**

Pružna najsajnije rezultate

Precizna primena

Zeleni gel osigurava
preciznost


Pogodno za odrasle

Za pacijente starosti
18 godina i više

Dostupne koncentracije

Medicinsko izbeljivanje
zuba 32% VP
Kozmetičko izbeljivanje
zuba 6% VP

* Sadržaj kompleta može
se razlikovati u zavisnosti
od države



fläsh
retraktor za usne



Video: Tretman
korak po korak

W02CSA, fläsh.com/video_step_by_step_eng


fläsh.

Take Home
Whitening System



Sa laboratorijski proizvedenim prilagođenim folijama

Koristi se kao samostalni tretman ili kao dopuna.
Za upotrebu u folijama za izbeljivanje. Dopunjuje ponudu
izbeljivanja na klinici. Nežno izbeljivanje uz ukus nane.



Sadržaj kompleta za 1 pacijenta*:

4 x Whitening Gel, 3 ml
1 x After Whitening
Mousse, 3 ml
2 x film za izbeljivanje*
1 x Blocker*
1 x kutija za foliju

Blocker (opciono)

Kao odstojnik za
laboratorijske modele

Kutija za foliju

Čuva prilagođene folije
u bezbednom i čistom
okruženju

Delotvorni gel

Dostupan je u špricovima
od 3 ml za jednostavnu
primenu

Pogodno za odrasle

Za pacijente starosti
18 godina i više

After Whitening Mousse

Desenzibilize i
remineralizuje zube

Kozmetičko izbeljivanje zuba

10% KP (≈3,5% VP)

16% KP (≈5,6% VP)

Film za izbeljivanje (opciono)

Za savršeno prijanjanje
laboratorijski proizvedenih
i prilagođenih folija

* Sadržaj kompleta može
se razlikovati u zavisnosti
od države

VP: vodonik-peroksid;
KP: karbamid-peroksid

fläsh.

Naknadna nega

Najbolji tretman za vaše pacijente posle izbeljivanja

Idealna nega za bele zube pre tretmana izbeljivanja i
nakon njih. Predviđeno za svakodnevnu upotrebu.
Čak i za osetljive zube. Ojačava zubnu gleđ zahvaljujući
17% hidroksilapatita. Dvostruka zaštita od karijesa
zahvaljujući natrijum-fluoridu (1100 ppm F) i 30%
ksilitola. Pospešuje lučenje pljuvačke, što zauzvrat
ojačava remineralizaciju.

Bez SLS-a. Bez triklosana. Bez izbeljivača. Sredstva
za nežno čišćenje. Novo: bez titanijum-dioksida.
Štiti od formiranja novog sloja zubnog kamenca.



Osvežavajući ukus
LIMETE I NANE

Whitening
Toothpaste
Care & Repair



flaeshapp.com

Savet: Koristite aplikaciju
flaeshapp da biste prikazali
rezultat izbeljivanja!



Savršena integracija u vašoj klinici

Izbeljivanje zuba je suštinski deo moderne estetske stomatologije. Da biste je uspešno integrisali u svoju praksu, razmotrite ove ključne korake:

Oснаžite svoj tim

fläsh Whitening Lamp opremljena je režimom vođenog tretmana, što pojednostavljuje praćenje procedure. Video-zapis sa postupnim uputstvima takođe je dostupan na adresi flaesh.com. Pokazivanje na primeru je delotvorno: kada vaši članovi tima sami iskuse izbeljivanje zuba, oni postaju entuzijastični zagovornici usluge na vašoj klinici.

Podignite svest među pacijentima

Većina pacijenata ne posećuje kliniku konkretno zbog izbeljivanja zuba – ali žele blistaviji osmeh! Vaš stomatološki tim može bez napora da predstavi izbeljivanje kao dodatni tretman. Istaknite ovu opciju tokom konsultacija i u vašim materijalima za informisanje pacijenata, kao što je prikazano na narednoj strani.

Unapredite uticaj vašeg rada

Prikazivanje implantata prirodnog izgleda, ortodontskih tretmana ili obnova još je atraktivnije kada se upari sa blistavim sjajnim osmehom. Koristite slike stanja pre i posle da biste prikazali transformaciju – i u vašoj praksi i na društvenim mrežama.

Pretvorite zadovoljne pacijente u lojalne zagovornike

Sjajniji osmeh ispunjen samopouzdanjem širi radost. Zadovoljni pacijenti dele svoja iskustva i dovode vam nove klijente putem preporuka. Učinite izbeljivanje zuba ključnim delom uspeha vaše klinike!


Put do savršenog osmeha

Tretmani izbeljivanja zuba pružaju vašim pacijentima lepše osmehe. Takođe pružaju dodatnu vrednost tretmanima kod stomatologa ili mogu obnoviti patološki obezbojene zube do njihovog prirodnog stanja. Pomoću fläsh brošure sa informacijama za pacijenta možete jednostavno da objasnite mogućnosti za sjajniji osmeh pojedinačnim pacijentima.

Dostupno u digitalnom obliku na adresi www.flaesh.com, kao i na adresi flaeshapp.com

Izvod iz brošure za pacijenta.

Savršeno u kombinaciji sa vašim tretmanom Izbeljivanje zuba pre dentalne obnove



U slučaju plombi, inleja, krunica i implantata, najbolje je prvo izbeliti preostale zube. Boju zubnih proteza nije moguće prilagoditi kasnije.

Izbeljivanje zuba nakon ortodontskog tretmana (folije za ispravljanje zuba)



Ortodontski tretman kod odraslih osigurava pravilno poravnanje zuba. fläsh izbeljivanje zuba predstavlja savršeni završni detalj vašem osmehu.

Izbeljivanje jednog zuba



Takođe pogodno za izbeljivanje i prilagođavanje boje pojedinačnih zuba.



Tretman za osvežavanje izgleda je moguće sprovesti u svakom trenutku.

fläsh.

Da li ste spremni za svoj najblistaviji osmeh?

Profesionalno izbeljivanje zuba upravo u vašoj zubarskoj ordinaciji.

flaesh.com



Brošura za pacijenta za vašu čekaonicu

fläsh.

Marketing



Skenirajte
da biste počeli!

flaeshapp.com

Pokažite svom pacijentu

Momentalni prikaz rezultata izbeljivanja koje je moguće postići, uz pomoć veštačke inteligencije. Mogu da koriste klinički tim i pacijenti.

Nije potrebna instalacija aplikacije.

Dovoljno je da otvorite adresu **www.flaeshapp.com** u pregledaču. Zatim koristite kameru na vašem uređaju.

Savet: Dodajte adresu **flaeshapp.com** na početni ekran vašeg telefona za brzi pristup i da biste prikazali pacijentima njihov najlepši osmeh.

Nakon fotografisanja, rotirajte telefon horizontalno za poređenje stanja pre i posle.



Marketing među pacijentima je važan

Izbeljivanje zuba je snažan način da privučete nove pacijente, unapredite druge tretmane i razvijate svoju praksu.



Zidni nosač od klirita u stilu moderne umetnosti, 60 x 60 cm



Profesionalni zidni nosač od klirita, 60 x 60 cm



21 x 15 cm, postolja od klirita visokog kvaliteta sa promenljivim detaljima za vaš pult ili čekaonicu.

Slobodno zatražite dodatnu marketinšku podršku

fläsh Whitening Lamp

1 x Whitening Lamp / 3 para zaštitnih naočara / 1 reklamna tabla od klirita, 60 x 60 cm

fläsh Chairside Light Whitening System 32% VP

Komplet za 2 pacijenta: 2 x gel, 32% VP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g,
2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x retraktor za usne + vremenska kartica od 120 minuta
32% VP: [medicinsko izbeljivanje zuba samo uz medicinsku indikaciju](#)

fläsh Chairside Light Whitening System 6% VP

Komplet za 2 pacijenta: 2 x gel, 6% VP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g,
2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x retraktor za usne + vremenska kartica od 120 minuta
6% VP: [kozmetičko izbeljivanje zuba](#)

fläsh Take Home Whitening System 10% KP (≈3,5% VP)

Komplet za 1 pacijenta: 4 x gel, 10% KP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x kutija za foliju,
(opciono: 2 x film za izbeljivanje / 1 x Blocker), [kozmetičko izbeljivanje zuba](#)

fläsh Take Home Whitening System 16% KP (≈5,6% VP)

Komplet za 1 pacijenta: 4 x gel, 16% KP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x kutija za foliju,
(opciono: 2 x film za izbeljivanje / 1 x Blocker), [kozmetičko izbeljivanje zuba](#)

fläsh Whitening Pen

4 ml, 16% KP (≈5,6% VP), ukus nane, [kozmetičko izbeljivanje zuba](#)

fläsh Whitening Toothpaste, limeta-nana

75 ml, 30% ksilitol, 17% hidroksilapatit

VP: vodonik-peroksid; KP: karbamid-peroksid

Made in Germany

fläsh.

Izaberite naše proizvode za izvanredno iskustvo izbeljivanja i nege ulepšavajući osmehe vaših pacijenata i osnažujući reputaciju vaše klinike.



Pronađite lokalnog prodavca.

WHITEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6
69488 Birkenau/Nemačka
+49 (0)6201 8432 190
info@flaesh.com

flaesh.com

Svi proizvodi za izbeljivanje su predviđeni za profesionalne primene i smeju da se koriste ili izdaju isključivo u zubarskim ordinacijama.

Podleže tehničkim izmenama i greškama u tekstu.

Izbor proizvoda može varirati u različitim državama.
Obratite se lokalnom prodavcu.

REF 923A4, 03/2025, SERBIAN