

Made in Germany

fläsh.

Diş Hekimlerinin Güvenip
Hastaların Sevdiği
Diş Beyazlatma Sistemi.

flaeshapp.com



fläsh.

Diş Beyazlatma



Hastalarınızı kliniğinizin hayranlarına dönüştürün!

İster parlak gülüşler ister restoratif veya ortodontik tedavilerde son dokunuş için olsun diş beyazlatma, hastalarınızın arzuladığı o mükemmel gülüşün kapısını açar.

Güvenilir sonuçlar sağlayan profesyonel bir diş beyazlatma sistemi olan fläsh, tüm diş hekimi personeli tarafından kolayca kullanılabilir ve iş akışlarını basitleştirip her hastanın hem güvenli hem de rahat bir tedavi görmesini garanti altına alır.

fläsh sayesinde diş hekimleri, sonuçlar hakkında endişelenmeyi bırakır ve hastalarına kendinden emin gülüşler sağlayıp onların hayatını değiştirmeye odaklanır.

Hastalarınızın çok sevdiği o parlak gülüşleri sunma konusundaki uzmanlığınızı fläsh sayesinde güçlendirin. Çünkü sizin başarınız bizim misyonumuzdur.

Her seferinde mutlu hastalar

Hastanın güvenini ve sadakatini artıran güvenilir sonuçlar.

Klinik ekip için zahmetsiz çalışma

İş akışlarını basitleştirmek için tasarlanmış kullanımı kolay sistem.

30 yıllık uzmanlık

Emniyet ve istikrar sağlayan güvenilir Alman yenilikçiliği.

fläsh.

Whitening Lamp



+



Mükemmel sinerji: Olağanüstü beyazlatmanın sırrı!

Olağanüstü sonuçların sırrı, fläsh Whitening Lamp ve fläsh Light Whitening Gel'in mükemmel kombinasyonunda saklıdır.


Görünür mavi ışığa sahip yüksek yoğunluklu odaklanmış ışık spektrumuyla üst düzey performans sergileyen en yeni LED teknolojisi. Hasta başında mükemmel konumlandırma sağlayan easy lock sistemi sayesinde ergonomik kullanım. Hassas dişlere ve tek diş beyazlatmaya yönelik özel ayarlar. Değiştirilebilir ışık çıkış gücü. fläsh Chairside Light Whitening Gel ile optimum sonuçlar. Güvenli çalışma sıcaklığı.

fläshcard

Zaman yönetimi sistemi




Doğrudan cihaz üzerinde bulunan sanal talimatlar



3 beyazlatma programı

Sabit / Atımlı / Tek



Elde edilen beyazlık tonlarını belirleme



İleri teknoloji

3 adet yüksek performanslı LED. Yüksek yoğunluklu mavi ışık spektrumu (460 nm, 190 mW/cm²)

Uzun kullanım ömrü

LED'lerle 10.000'den fazla uygulama

Ergonomik tasarım

Hastayı doğru konumlandırmak için easy lock sistemi

Özelleştirilebilir ayarlar

Hassas diş ve tek diş beyazlatma modları

Değişken ışık çıkışı

Optimum sonuçlar için ayarlanabilir ışık

Güvenli sıcaklık

Hasta konforu garantisi

Mükemmel eşleşme


fläsh Chairside Light Whitening Gel ile birlikte en iyi sonuçlar

Sistem içeriği

Whitening Lamp, 3 güvenlik gözlüğü, jel için fläshcard sistemi, tam renkli dokunmatik ekran

flaş.

Chairside Light
Whitening System



Nazik, etkili ve hızlı

Aktif klorofilli fl ash Chairside Light Whitening, d u uk hassasiyet oranıyla di lere kar ı naziktir. Tek seansta 15'er dakikalık 3-4 tedaviyle etkili beyazlatma.

%6 hidrojen peroksitle kozmetik di  beyazlatma. Yalnızca tıbbi gereklilik halinde %32 hidrojen peroksitle tıbbi di  beyazlatma.

Akabinde fl ash Take Home Whitening kullanılarak tedavi yo unla tırılabilir.

2 Hastaya Y6nelik Kit İ eriđi*:

- 2 x Chairside Whitening Gel, 4 g
- 2 x Gingiva Protector, 1,5 g
- 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml
- 2 x Dudak Ekart6r 
- 1 x 120 dakikalık s re kartı

Etkili Beyazlatma

Her biri 15 dakika s ren
3-4 seansta sonu 

fl ash Whitening Lamp
i in Optimize Edilmi 
En beyaz sonu lar

Kusursuz uygulama

Dođruluđu garanti altına
alan ye il jel


YetiŐkinlere y6nelik

18 yaŐ ve  st  hastalar i in

Mevcut konsantrasyonlar

Tıbbi di  beyazlatma
%32 HP
Kozmetik di  beyazlatma
%6 HP

* Kit i eriđi  lkeden
 lkeye deđiŐebilir



fl ash
Dudak Ekart6r 



Video: Adım adım
tedavi s reci

WtECSA, fl ash.com/video_step_by_step_eng


fläsch.

Take Home
Whitening System



Laboratuvar yapımı kişiye özel plaklarla

İster bağımsız tedavi ister takip tedavisi olarak kullanım. Ağartıcı plaklarla kullanıma yönelik. Klinikte sunulan beyazlatma hizmetini tamamlayıcı özellikte. Nane tadıyla nazik beyazlatma.



1 Hastaya Yönelik Kit İçeriği*:

- 4 x Beyazlatıcı Jel, 3 ml
- 1 x After Whitening Mousse, 3 ml
- 2 x Ağartıcı Folyo*
- 1 x Blocker*
- 1 x Plak Kutusu

Blocker (opsiyonel)

Laboratuvar modellerinde ara parça olarak

Plak Kutusu

Özel yapım plakları koruyup temiz tutar

Yetişkinlere yönelik

18 yaş ve üstü hastalar için

Kozmetik diş beyazlatma

%10 CP (≈%3,5 HP)

%16 CP (≈%5,6 HP)

* Kit içeriği ülkeden ülkeye değişebilir

Etkili jel

Kolay kullanım için 3 ml'lik şırıngalarda sağlanır

After Whitening Mousse

Diş hassasiyetini azaltır ve dişleri remineralize eder

Ağartıcı Folyo (opsiyonel)

Laboratuvar yapımı kişiye özel plakların mükemmel uyumu için

HP: hidrojen peroksit,
CP: karbamid peroksit

fläsch.

Tamamlayıcı Bakım

Hastalarınız için beyazlatma sonrası en iyi uygulama

Beyazlatma işlemlerinden önce ve sonra beyaz dişler için ideal bakım. Günlük kullanım için tasarlanmış olup hassas dişlerde bile kullanıma uygundur. %17 hidrokسيلapatit ile diş minesini güçlendirir. Sodyum florür (1100 ppm F-) ve %30 ksilitol ile çift etkili çürük koruması sağlar. Tükürük salgısını artırarak remineralizasyonu güçlendirir.

SLS içermez. Triklosan içermez. Ağartıcı madde içermez. Nazik temizleyici maddeler barındırır. Yeni: Titanyum dioksit içermez. Yeni tartar oluşumuna karşı koruma sağlar.



Ferahlatıcı
MİSKET LİMONU-NANE

Whitening
Toothpaste
Care & Repair



fläsh.

Diş Hekimlerine Yönelik Bilgiler

flaeshapp.com

İpucu: Beyazlatma sonucunu göstermek için flaeshapp'i kullanın!



Kliniğinizle kusursuz entegrasyon

Diş beyazlatma, modern estetik diş hekimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunu işinize başarıyla entegre etmek için şu önemli noktaları dikkate alın:

Ekibinizi güçlendirin

fläsh Whitening Lamp, prosedürü gerçekleştirmeyi kolaylaştıran rehberli bir uygulama moduna sahiptir. Ayrıca flaesh.com adresinde adım adım talimatlar içeren bir video da bulunur. Örnekle yol göstermek çok etkilidir; ekip üyeleriniz beyazlatmayı kendileri tecrübe ettiğinde bu hizmeti kliniğinizde sunmanın hevesli savunucuları haline gelirler.

Hasta farkındalığını artırın

Çoğu hasta, klinik ziyaretini yalnızca diş beyazlatma amacıyla yapmasa da daima parlak bir gülüşe sahip olmak ister! Dental ekibiniz beyazlatmayı tamamlayıcı bir uygulama olarak rahatlıkla sunabilir. Konsültasyonlar esnasında ve hasta bilgilendirme materyallerinde bir sonraki sayfada gösterildiği gibi bu seçeneği vurgulayın.

İşinizin etkisini artırın

Doğal görünümlü implantlar, ortodontik tedaviler ve restorasyonlar; ışıltılı, beyaz bir gülüşle birlikte sergilendiğinde daha ikna edici hale gelir. Dönüşümü göstermek üzere hem muayenehanenizde hem de sosyal medyanızda öncesi ve sonrası resimlerini kullanın.

Mutlu hastaları sadık destekçilere dönüştürün

Kendinden emin, daha beyaz bir gülüş neşe saçar. Memnun hastalar deneyimlerini paylaşarak ağızdan ağza tavsiyeler yoluyla size yeni müşteriler kazandırır. Diş beyazlatmayı kliniğinizdeki başarının önemli bir parçası haline getirin!

fläsh.

Hastalara Yönelik Bilgiler

Mükemmel gülüşe giden yol

Diş beyazlatma işlemleri hastalarınıza daha güzel bir gülüş kazandırır. Ayrıca diş tedavilerinin sağladığı değeri artırabilir veya patolojik nedenlerle renk değişimine uğramış dişleri doğal hallerine döndürebilir. fläsh hasta bilgilendirme broşürüyle daha beyaz bir gülüş sağlayan olanakları hastalarınıza kolayca açıklayabilirsiniz.

www.fläsh.com ve fläshapp.com adreslerinde dijital olarak mevcuttur.

fläsh.com

Hasta broşüründen alıntı.

Tedavinizle birlikte mükemmel sonuç

Diş restorasyonu öncesi diş beyazlatma



Dolgu, inlay, kron ve implant işlemlerinden önce dişlerinizi beyazlatın. Protezlerde sonradan renk uyumu yapılamaz.

Ortodontik tedavi (şeffaf plak) sonrası diş beyazlatma



Yetişkinlerde ortodontik tedavi, dişlerin düzgün hizalanmasını sağlar. fläsh diş beyazlatma, gülüşünüze son mükemmel dokunuşu katar.

Tek diş beyazlatma



Tek bir dişin beyazlatılıp diğer dişlerle uyumlu hale getirilmesi için de uygundur.



İsteddiğinizde yenileme işlemi yapılabilir.

fläsh.

En parlak
gülüşünüze
hazır mısınız?

Profesyonel
Diş Beyazlatma
tam burada,
diş kliniğinizde.

fläsh.com



Bekleme odanız için hasta broşürü

fläsh.

Pazarlama



Başlamak için taratın!

flaeshapp.com

Hastanıza gösterin ve anlatın

Elde edilebilir beyazlatma sonuçlarının yapay zekâ destekli anlık ön gösterimi. Klinik ekibi ve hastalar tarafından kullanılabilir. Uygulama kurulumu gerektirmez.

Tarayıcınızda www.flaeshapp.com adresini açtıktan sonra cihazınızdaki kamerayı kullanmanız yeterlidir.

İpucu: Hastalarınıza en güzel gülüşlerini hızlıca gösterebilmek için flaeshapp.com'u telefonunuzun ana ekranına ekleyin. Fotoğrafi çektikten sonra öncesi ve sonrası karşılaştırması için telefonunuzu yatay tutun.



Hasta odaklı pazarlama önemlidir

Diş beyazlatma; yeni hastalar edinmenin, diğer tedavilere ek değer katmanın ve işinizi büyütmenin güçlü bir yoludur.



Modern sanat akrilik duvar plaketi,
60 x 60 cm



Profesyonel akrilik duvar plaketi,
60 x 60 cm



21 x 15 cm, bankonuz veya bekleme odanız için farklı motiflere sahip yüksek kaliteli akrilik stant.

Daha fazla pazarlama desteği talep etmekten çekinmeyin.

fläsh Whitening Lamp

1 x Whitening Lamp / 3 güvenlik gözlüğü / 1 akrilik reklam plaketi, 60 x 60 cm

fläsh Chairside Light Whitening System %32 HP

2 Hasta İçin Kit: 2 x Jel, %32 HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g,
2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x Dudak Ekartörü + 120 dakikalık süre kartı

%32 HP: Yalnızca tıbbi gereklilik halinde tıbbi diş beyazlatma

fläsh Chairside Light Whitening System %6 HP

2 Hasta İçin Kit: 2 x Jel, %6 HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g,
2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x Dudak Ekartörü + 120 dakikalık süre kartı

%6 HP: Kozmetik diş beyazlatma

fläsh Take Home Whitening System %10 CP (≈%3,5 HP)

1 Hasta İçin Kit: 4 x Jel, %10 CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x Plak Kutusu,
(opsiyonel: 2 x Ağartıcı Folyo / 1 x Blocker), **kozmetik diş beyazlatma**

fläsh Take Home Whitening System %16 CP (≈%5,6 HP)

1 Hasta İçin Kit: 4 x Jel, %16 CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x Plak Kutusu,
(opsiyonel: 2 x Ağartıcı Folyo / 1 x Blocker), **kozmetik diş beyazlatma**

fläsh Whitening Pen

4 ml, %16 CP (≈%5,6 HP), nane aromalı, **kozmetik diş beyazlatma**

fläsh Whitening Toothpaste, Misket Limonu-Nane

75 ml, %30 ksilitol, %17 hidroksilapatit

HP: hidrojen peroksit, CP: karbamid peroksit

fläsh.

Üstün bir beyazlatma ve bakım deneyimi için ürünlerimizi tercih edin ve hastalarınıza daha güzel gülüşler kazandırarak kliniğinizin mükemmellik konusundaki itibarını güçlendirin.



Yerel bayinizi bulun.

WHITEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6
69488 Birkenau/Almanya
+49 (0)6201 8432 190
info@flaesh.com

flaesh.com

Tüm beyazlatma ürünleri profesyonel uygulamalar için tasarlanmış olup yalnızca diş hekimleri tarafından uygulanabilir veya dağıtılabilir.
Teknik değişikliklere ve metin hatalarına tabidir.
Ürün çeşitleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.
Lütfen yerel bayinize danışın.
REF 926A4, 03/2025, TURKISH